



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ba77054d03 08/2021

pH/Cond 3320

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA 2 SENSORES (PH/REDOX/COND)



a xylem brand



La versión actual de las instrucciones de operación lo encuentra Ud. en el internet www.WTW.com.

Copyright

© 2021 Xylem Analytics Germany GmbH
Printed in Germany..

pH/Cond 3320 - Indice

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Sumario | 7 |
| 1.1 | Instrumento de mediciónpH/Cond 3320 | 7 |
| 1.2 | Sensores | 7 |
| 2 | Seguridad | 8 |
| 2.1 | Informaciones sobre la seguridad | 8 |
| 2.1.1 | Informaciones sobre la seguridad en el manual de instrucciones | 8 |
| 2.1.2 | Rotulaciones de seguridad del instrumento de medición | 8 |
| 2.1.3 | Otros documentos con informaciones de seguridad | 8 |
| 2.2 | Funcionamiento seguro | 9 |
| 2.2.1 | Uso específico | 9 |
| 2.2.2 | Condiciones previas para el trabajo y funciona- miento seguro | 9 |
| 2.2.3 | Funcionamiento y trabajo improcedentes | 9 |
| 3 | Puesta en funcionamiento | 10 |
| 3.1 | Partes incluidas | 10 |
| 3.2 | Suministro eléctrico | 10 |
| 3.3 | Puesta en servicio por primera vez | 10 |
| 3.3.1 | Colocar las pilas | 11 |
| 4 | Operación | 12 |
| 4.1 | Principio general del manejo del instrumento | 12 |
| 4.1.1 | Teclado | 12 |
| 4.1.2 | Display | 13 |
| 4.1.3 | Información sobre el estado actual (instrumento de medición) | 13 |
| 4.1.4 | Conexiones varias | 14 |
| 4.2 | Conectar el instrumento | 14 |
| 4.3 | Desconectar | 15 |
| 4.4 | Navegación | 15 |
| 4.4.1 | Funciones diversas | 15 |
| 4.4.2 | Modo de indicación del valor medido | 16 |
| 4.4.3 | Menús y diálogos | 16 |
| 4.4.4 | Elementos en los menús y en los diálogos | 16 |
| 4.4.5 | Ejemplo 1 de navegación: Asignar el idioma | 17 |
| 4.4.6 | Ejemplo 2 para la navegación: Ajustar la fecha y la hora | 19 |
| 4.5 | Indicación del canal | 20 |

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.1 | Representación de varios sensores en el modo 'medición' | 21 |
| 5 | Valor pH | 22 |
| 5.1 | Medir | 22 |
| 5.1.1 | Medir el valor pH. | 22 |
| 5.1.2 | Medir la temperatura. | 23 |
| 5.2 | Calibración. | 24 |
| 5.2.1 | Calibración, para que? | 24 |
| 5.2.2 | Cuándo se debe calibrar obligadamente? | 24 |
| 5.2.3 | Calibración automática (AutoCal) | 24 |
| 5.2.4 | Calibración manual (ConCal) | 27 |
| 5.2.5 | Puntos de calibración | 31 |
| 5.2.6 | Datos de calibración | 31 |
| 5.2.7 | Control permanente de los valores medidos (función CMC) | 34 |
| 6 | Potencial Redox | 35 |
| 6.1 | Medir | 35 |
| 6.1.1 | Medir el potencial Redox | 35 |
| 6.1.2 | Medir la temperatura. | 36 |
| 6.2 | Calibración Redox | 36 |
| 7 | Concentración de iones | 37 |
| 7.1 | Medir | 37 |
| 7.1.1 | Medir la concentración de iones. | 37 |
| 7.1.2 | Medir la temperatura. | 38 |
| 7.2 | Calibración. | 39 |
| 7.2.1 | Calibración, para que? | 39 |
| 7.2.2 | Calibración, cuándo? | 39 |
| 7.2.3 | Calibración (ISE Cal) | 39 |
| 7.2.4 | Estándares de calibración | 42 |
| 7.2.5 | Datos de calibración | 42 |
| 8 | Conductibilidad | 45 |
| 8.1 | Medir | 45 |
| 8.1.1 | Medir la conductibilidad | 45 |
| 8.1.2 | Medir la temperatura. | 46 |
| 8.2 | Calibración. | 46 |
| 8.2.1 | Calibración, para que? | 46 |
| 8.2.2 | Calibración, cuándo? | 47 |
| 8.2.3 | Determinar la constante celular (calibrar con el estándar de control) | 47 |
| 8.2.4 | Datos de calibración | 48 |
| 9 | Configuración | 50 |

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.1 | Configuración de mediciones | 50 |
| 9.1.1 | Configuración para mediciones pH | 50 |
| 9.1.2 | Juegos tampón para la calibración | 51 |
| 9.1.3 | Intervalo de calibración | 54 |
| 9.1.4 | Configuración para mediciones Redox | 54 |
| 9.1.5 | Configuración para mediciones ISE. | 55 |
| 9.1.6 | Configuración de las células conductímetras. | 56 |
| 9.1.7 | Intervalo de calibración | 59 |
| 9.1.8 | Compensación de temperatura | 59 |
| 9.1.9 | Configurar el factor TDS | 60 |
| 9.2 | Configuraciones independientes del sensor | 60 |
| 9.2.1 | <i>Sistema</i> | 60 |
| 9.2.2 | <i>Memoria</i> | 62 |
| 9.2.3 | <i>Control estabilidad</i> automática. | 62 |
| 9.3 | Refijar (reset) | 63 |
| 9.3.1 | Inicializar la configuración de mediciones. | 63 |
| 9.3.2 | Refijar la configuración del sistema | 64 |
| 10 | Archivar en memoria | 66 |
| 10.1 | Archivar en memoria manualmente | 66 |
| 10.2 | Archivar automáticamente en memoria a intervalos regulares | 67 |
| 10.3 | Archivo de datos de medición | 69 |
| 10.3.1 | Modificar el archivo de datos de medición. | 69 |
| 10.3.2 | Borrar el archivo de datos de medición | 71 |
| 10.3.3 | Conjunto de datos | 71 |
| 10.3.4 | Posiciones de almacenamiento | 71 |
| 11 | Transferir datos (interfase USB) | 72 |
| 11.1 | Opciones para la transferencia de datos | 72 |
| 11.2 | Conectar un ordenador / computador PC | 73 |
| 11.3 | MultiLab Importer | 73 |
| 12 | Mantenimiento, limpieza, eliminación de materiales residuales | 74 |
| 12.1 | Mantenimiento. | 74 |
| 12.1.1 | Mantenimiento general. | 74 |
| 12.1.2 | Cambiar las pilas | 74 |
| 12.2 | Limpieza | 75 |
| 12.3 | Embalaje | 75 |
| 12.4 | Eliminación de materiales residuales | 75 |
| 12.4.1 | | 76 |
| 13 | Diagnóstico y corrección de fallas | 77 |
| 13.1 | pH/Redox | 77 |


| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 13.2 ISE..... | 78 |
| 13.3 Conductibilidad | 79 |
| 13.4 Información general..... | 81 |
| 14 Especificaciones técnicas | 82 |
| 14.1 Rangos de medición, resolución, exactitud | 82 |
| 14.1.1 pH/Redox | 82 |
| 14.1.2 ISE | 83 |
| 14.1.3 Cond..... | 84 |
| 14.2 Datos generales..... | 85 |
| 15 Actualización del firmware..... | 87 |
| 16 Glosario | 88 |
| 17 Indice alfabético | 91 |

1 Sumario

1.1 Instrumento de medición pH/Cond 3320

Con el instrumento de medición pH/Cond 3320 puede Ud. efectuar mediciones (pH, U, ISE, conductibilidad) de manera rápida y fidedigna.

El pH/Cond 3320 ofrece para todos los campos de aplicación máxima comodidad de empleo, confiabilidad y seguridad de medición.



1.2 Sensores

Un sistema de medición listo para medir está compuesto por el instrumento de medición propiamente tal pH/Cond 3320 y un sensor adecuado.

Sensores adecuados son cadenas de medición del pH, cadenas de medición ISE, cadenas de medición Redox y células conductímetricas.

Sensores adecuados son cadenas de medición del pH, cadenas de medición ISE y cadenas de medición Redox.



La información referente a los sensores disponibles se encuentra en el internet y en el catálogo WTW "Lab and Field Instrumentation" (técnicas de medición para el laboratorio y el medio ambiente).

2 Seguridad

2.1 Informaciones sobre la seguridad

2.1.1 Informaciones sobre la seguridad en el manual de instrucciones

El presente manual de instrucciones contiene información importante para el trabajo seguro con el instrumento de medición. Lea completamente el manual de instrucciones y familiarícese con el instrumento de medición antes de ponerlo en funcionamiento y al trabajar con él. Tenga el manual de instrucciones siempre a mano para poder consultarlo en caso necesario.

Observaciones referentes a la seguridad aparecen destacadas en el manual de instrucciones. Estas indicaciones de seguridad se reconocen en el presente manual por el símbolo de advertencia (triángulo) en el lado izquierdo. La palabra "ATENCIÓN", por ejemplo, identifica el grado de peligrosidad:



ADVERTENCIA

advierte sobre situaciones peligrosas que pueden causar serias lesiones (irreversibles) e incluso ocasionar la muerte, si se ignora la indicación de seguridad.



ATENCIÓN

advierte sobre situaciones peligrosas que pueden causar lesiones leves (reversibles), si se ignora la indicación de seguridad.

OBSERVACION

advierte sobre daños materiales que podrían ocurrir si no se toman las medidas recomendadas.

2.1.2 Rotulaciones de seguridad del instrumento de medición

Preste atención a todas los rótulos adhesivos, a los demás rótulos y a los símbolos de seguridad aplicados en el instrumento de medición y en el compartimento de pilas. El símbolo de advertencia (triángulo) sin texto se refiere a las informaciones de seguridad en el manual de instrucciones.

2.1.3 Otros documentos con informaciones de seguridad

Los documentos que siguen a continuación contienen información adicional que Ud. debiera tener presente para su propia seguridad al trabajar con el sistema de medición:

- Instrucciones de empleo de los sensores y de los demás accesorios
- Hojas de datos de seguridad de los medios de calibración y de productos para el mantenimiento (por ejemplo soluciones tamponadas, solución electrolítica, etc.)

2.2 Funcionamiento seguro

2.2.1 Uso específico

El uso específico del instrumento de medición es únicamente la medición del pH, ISE, Redox y de la conductibilidad en un ambiente de laboratorio o bien, sobre terreno.

El uso específico del instrumento de medición es únicamente la medición del pH, ISE, Redox en un ambiente de laboratorio o bien sobre terreno.

La utilización de acuerdo a las instrucciones y a las especificaciones técnicas del presente manual de instrucciones es lo específico (vea el párrafo 14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, página 82).

Toda aplicación diferente a la especificada es considerada como empleo ajeno a la disposición.

2.2.2 Condiciones previas para el trabajo y funcionamiento seguro

Tenga presente los siguientes aspectos para trabajar en forma segura con el instrumento:

- El instrumento de medición deberá ser utilizado sólo conforme a su uso específico.
- El instrumento de medición deberá ser utilizado sólo con las fuentes de alimentación mencionadas en el manual de instrucciones.
- El instrumento de medición deberá ser utilizado sólo bajo las condiciones medioambientales mencionadas en el manual de instrucciones.
- El instrumento de medición sólo deberá ser abierto si éste está explícitamente descrito en el manual de instrucciones (ejemplo: cambio de pilas).

2.2.3 Funcionamiento y trabajo improcedentes

El instrumento de medición no deberá ser puesto en funcionamiento si:

- presenta daños visibles a simple vista (por ejemplo después de haber sido transportado)
- Ha estado almacenado por un período prolongado bajo condiciones inadecuadas (condiciones de almacenaje, vea el párrafo 14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, página 82).

3 Puesta en funcionamiento

3.1 Partes incluidas

- Instrumento de medición pH/Cond 3320
- 4 pilas de 1,5 V, tipo Mignon AA
- Instrucciones breves de empleo
- CD-ROM con
 - controlador USB
 - instrucciones detalladas para el manejo del aparato
 - software MultiLab Importer

3.2 Suministro eléctrico

El suministro de energía del pH/Cond 3320 puede ser de las siguientes maneras:


- Alimentación por pilas (4 x pilas alcalinas al manganeso, tipo AA)
- Funcionamiento a través de una conexión USB por medio de un cable USB-B

3.3 Puesta en servicio por primera vez

Proceda de la siguiente manera:

- Colocar las pilas incluidas en el instrumento
- Encender el instrumento de medición
(vea el párrafo 4.2 CONECTAR EL INSTRUMENTO, página 14)
- Ajustar la fecha y la hora
(vea el párrafo 4.4.6 EJEMPLO 2 PARA LA NAVEGACIÓN: AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA, página 19)

3.3.1 Colocar las pilas



ATENCIÓN

Al colocar las pilas, prestar atención a la polaridad correcta. Los signos \pm del compartimento de pilas debe coincidir con los signos \pm de cada pila.



Ud. puede utilizar el instrumento de medición con pilas o bien, con baterías recargables (Ni-MH). Para cargar las baterías recargables se necesita un cargador externo.

1. Colocar cuatro pilas (tipo Mignon AA) en el compartimento.
2. Cerrar nuevamente el compartimento de pilas.
3. Ajustar la fecha y la hora
(vea el párrafo 4.4.6 EJEMPLO 2 PARA LA NAVEGACIÓN: AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA, página 19).

4 Operación

4.1 Principio general del manejo del instrumento


4.1.1 Teclado

En el presente manual las teclas están identificadas por paréntesis angulares <..>.

El símbolo de tecla (por ejemplo <ENTER>) significa en el manual de instrucciones una breve presión (menos de 2 segundos). Si se ha de oprimir la tecla prolongadamente (2 segundos, aprox.), se ha representado por una raya a continuación del símbolo de la tecla (por ejemplo <ENTER_>).

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <F1>: <F1_>: <F2>: <F2_>: | Softkeys, que ponen a disposición funciones de acuerdo a la situación del momento, por ejemplo: <F2> / [Transf. USB]: Transferir los datos a la interfase USB <F2_> / [Transf. USB]: Configurar la transferencia automática de datos a la interfase USB |
|  | <On/Off>: | Prender/apagar instrumento |
|  | <M>: | Seleccionar el parámetro / finalizar la configuración |
|  | <CAL>: <CAL_>: | Llamar el procedimiento de calibración Mostrar los datos de calibración |
|  | <STO>: <STO_>: | Archivar en memoria manualmente el valor medido Configurar el almacenamiento automático e iniciar la sesión |
|  | <RCL>: <RCL_>: | Visualizar los valores medidos guardados manualmente Visualizar los valores medidos guardados automáticamente |
|   | <▲><▼>: <▲_><▼_>: _>: | Control del menú, navegación Aumentar, disminuir los valores Aumentar, disminuir continuamente los valores |
|  | <ENTER>: <ENTER_>: >: | Acceder al menú para la configuración de medición / Confirmar los datos ingresados Acceder al menú para la configuración del sistema |
|  | <AR> | Congelar el valor medido (función HOLD) Prender/apagar la medición AutoRead |


4.1.2 Display



4.1.3 Información sobre el estado actual (instrumento de medición)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AR | Control de estabilidad (AutoRead) activado |
| HOLD | El valor medido está congelado (tecla <AR>) |
|  | Las pilas están casi agotadas |
|  | Los datos son transferidos a intervalos y de manera automática a la interfase USB-B |

4.1.4 Conexiones varias




ATENCIÓN

Conecte al instrumento solamente sensores que no eroguen tensiones o corrientes inadmisibles que pudieran deteriorarlo (> SELV y > circuito con limitación de corriente).

La mayoría de los sensores de tipo comercial cumplen con estos requisitos.

4.2 Conectar el instrumento

1. Con **<On/Off>** conectar el instrumento.
El instrumento efectúa un autochequeo de funcionamiento.
Mientras dure el autochequeo, en el display aparece el logotipo del fabricante.
En el display aparece el modo de indicación del valor medido.



4.3 Desconectar

1. Con **<On/Off>** desconectar el instrumento.

Función de desconexión automática

Para ahorrar energía y para preservar las pilas, el instrumento está provisto de una función de desconexión automática (vea el párrafo 9.2.1 SISTEMA, página 60). La función de desconexión automática desconecta el instrumento después que ha transcurrido un tiempo determinado, ajustable individualmente, durante el cual no ha sido oprimida una tecla cualquiera.

La desconexión automática está desactivada

- cuando el cable de comunicación está conectado
- cuando la función *Almac. autom.* está activada, o bien, durante la transferencia automática de datos

Iluminación del display

El instrumento desconecta automáticamente la iluminación del display después de 30 segundos sin que haya sido accionada una tecla. Al oprimir nuevamente cualquier tecla, la iluminación se conecta nuevamente.

Sin embargo, la iluminación del display puede ser prendida o apagada explícitamente (vea el párrafo 9.2.1 SISTEMA, página 60).

4.4 Navegación

En los siguientes capítulos se explica la navegación por los menús y los diálogos.

4.4.1 Funciones diversas

El instrumento le ofrece diferentes funciones:

| Funciones diversas | Explicación |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medir | En el display aparecen los datos de medición del sensor conectado, en el modo de indicación del valor medido |
| Calibración | En el display aparece el desarrollo de la calibración con la información correspondiente a la calibración, a las funciones y a la configuración |
| Archivar en memoria | El instrumento archiva manual o automáticamente los datos de las mediciones |
| Transmisión de datos | El instrumento transfiere los datos de medición y los registros de calibración automática o manualmente a una interfase USB-B. |
| Configurar | En el display aparece el menú del sistema, o bien el menú correspondiente a un sensor determinado con los submenús, la configuración con parámetros y funciones |

Estando en el modo de funcionamiento activo, el instrumento pone a disposición sólo aquellas datos y funciones requeridas al momento.

4.4.2 Modo de indicación del valor medido

Encontrándose en el modo de indicación del valor medido, con **<ENTER>** accede Ud. a los menús de configuración. Las funciones actuales de los softkeys aparecen en el display.

- Con **<ENTER>**/ (presión breve) se accede al menú de configuración de calibración y medición correspondiente al parámetro indicado.
- Con **<ENTER__ >** (presión prolongada, aprox. 2 s) se accede al menú *Archivar & config.* para la configuración independiente de los sensores.

Con las teclas del teclado se puede acceder a otras funciones, por ejemplo a la memoria o bien, al proceso de calibración (vea el párrafo 4.1.1 TECLADO, página 12). Estas funciones no están disponibles en otras situaciones operativas del instrumento.

4.4.3 Menús y diálogos


Los menús de configuración y los diálogos de los procesos incluyen otras opciones y subrutinas.

- Con las teclas **<▲><▼>** seleccione una subrutina. La selección actual aparece enmarcada.
- Con **<F1>**/[Retroceder] se cambia al menú superior, para llevar a cabo otras configuraciones.
- Con **<M>** se vuelve al modo de indicación del valor medido.

4.4.4 Elementos en los menús y en los diálogos

- Sub-menús

El nombre del sub-menú aparece en el borde superior del marco. Los sub-menús son accedidos accionando **<ENTER>**. Ejemplo:



- Configuración

Las configuraciones están identificadas por un punto doble. La configuración actual aparece en el borde derecho. Con **<ENTER>** se accede al modo de configuración. A continuación se puede modificar la configuración

con **<▲>****<▼>** y **<ENTER>**. Ejemplo:

| General | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Idioma: | Deutsch |
| señal acust.: | desc |
| Iluminación: | conec |
| Contraste: | 50 % |
| Tiempo desc.: | 1 h |
| Unidad temp.: | °C |
| Control estabilidad: | conec |
| <input type="button" value="Retroceder"/> 15.02.2014 14:15 | |

- **Funciones**

Las funciones están identificadas por su nombre específico. Las funciones son efectuadas inmediatamente al confirmar con **<ENTER>**.

Ejemplo: indicar la función *Registro cal.*

| pH | |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Registro cal. | |
| Memoria calibración | |
| Tampón: | TEC |
| Calibración de un punto: | Si |
| Intervalo calibr.: | 7 d |
| Unid. pendiente: | mV/pH |
| ⊥ 2.00 4.01 7.00 10.01 (25 °C) | |
| <input type="button" value="Retroceder"/> 15.02.2014 14:15 | |


- **Información**

Las informaciones están identificadas por el símbolo **⊥**. Las informaciones y las indicaciones para proceder no pueden ser seleccionadas. Ejemplo:


| pH | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Registro cal. | |
| Memoria calibración | |
| Tampón: | <input type="text" value="TEC"/> |
| Calibración de un punto: | Si |
| Intervalo calibr.: | 7 d |
| Unid. pendiente: | mV/pH |
| ⊥ 2.00 4.01 7.00 10.01 (25 °C) | |
| <input type="button" value="Retroceder"/> 15.02.2014 14:15 | |

4.4.5 Ejemplo 1 de navegación: Asignar el idioma


1. Oprimir la tecla **<On/Off>**.
Aparece el modo de indicación del valor medido.
El instrumento se encuentra en modo de medición.



2. Con **<ENTER>** acceder al menú *Archivar & config.*. El instrumento se encuentra en modo de configuración.



3. Con **<▲><▼>** marcar el sub-menú *Sistema*. La selección actual aparece enmarcada.
4. Con **<ENTER>** acceder al sub-menú *Sistema*.



5. Con **<▲><▼>** marcar el sub-menú *General*. La selección actual aparece enmarcada.
6. Con **<ENTER>** acceder al sub-menú *General*.

| General | |
|-------------------------------------|---------|
| Idioma: | Deutsch |
| señal acust.: | desc |
| Iluminación: | conec |
| Contraste: | 50 % |
| Tiempo desc.: | 1 h |
| Unidad temp.: | °C |
| Control estabilidad: | conec |
| Retroceder 15.02.2014 14:15 | |

7. Con **<ENTER>** activar el modo de configuración para *Idioma*.

| General | |
|-------------------------------------|---------|
| Idioma: | Deutsch |
| señal acust.: | desc |
| Iluminación: | conec |
| Contraste: | 50 % |
| Tiempo desc.: | 1 h |
| Unidad temp.: | °C |
| Control estabilidad: | conec |
| Retroceder 15.02.2014 14:15 | |

8. Con **<▲><▼>** seleccionar el idioma deseado.
9. Con **<ENTER>** confirmar la configuración.
 El instrumento cambia al modo de medición.
 El idioma seleccionado está activado.

4.4.6 Ejemplo 2 para la navegación: Ajustar la fecha y la hora

El instrumento está provisto de un reloj con calendario. La fecha y la hora son visualizadas en el modo de indicación del valor medido.

La fecha y la hora actual son archivadas al archivar en memoria los valores medidos y al calibrar el instrumento.

Para las funciones indicadas a continuación, es importante que la fecha y la hora estén correctamente ajustadas y en el formato adecuado:

- hora y fecha actuales
- fecha de calibración
- identificación de valores medidos archivados en memoria.

Verifique a intervalos regulares que el instrumento indique la hora correcta.



La fecha y la hora son reinicializadas cuando falla el suministro eléctrico (pilas agotadas).

El formato puede ser ajustado para presentar el día, el mes y el año (dd.mm.aaaa), o bien, el mes, el día y el año (mm/dd/aaaa o bien, mm.dd.aaaa).

1. En la indicación del valor medido:
Con **<ENTER>** acceder al menú *Archivar & config.*
El instrumento se encuentra en modo de configuración.
2. Con **<▲><▼>** y **<ENTER>** seleccionar y confirmar el menú *Sistema / Reloj.*
Se accede al menú para ajustar la fecha y la hora.
3. Con **<▲><▼>** y **<ENTER>** seleccionar y confirmar *Tiempo.*
Están marcadas las horas.

| Reloj | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formato fecha: | dd.mm.aaaa |
| Fecha: | 15.02.2014 |
| Tiempo: | 14:15:25 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Retroceder 15.02.2014 14:15 </div> | |

4. Con **<▲><▼>** y **<ENTER>** modificar el ajuste y confirmar.
Están marcados los minutos.
5. Con **<▲><▼>** y **<ENTER>** modificar el ajuste y confirmar.
Los segundos está marcados
6. Con **<▲><▼>** y **<ENTER>** modificar el ajuste y confirmar.
La hora está ajustada.
7. En caso dado, configurar *Fecha* y *Formato fecha*. Para configurar, proceder de la misma manera que para ajustar la hora.
8. Con **<F1>**/[Retroceder] cambiar al menú superior, para configurar otros parámetros
o bien,
Con **<M>** cambiar al modo de indicación del valor medido.
El instrumento se encuentra en modo de medición.

4.5 Indicación del canal

El pH/Cond 3320 administra los sensores enchufados y muestra en que enchufe está conectado cual sensor.




4.5.1 Representación de varios sensores en el modo 'medición'

Los valores medidos de los sensores conectados pueden ser visualizados de las siguientes maneras:

- indicación general de todos los sensores enchufados
- visualización en detalle de un determinado sensor

Por medio del softkey se puede alternar fácilmente de un tipo de presentación o visualización al otro. Dependiendo de la situación operativa, aparece el softkey adecuado.



5 Valor pH

5.1 Medir

5.1.1 Medir el valor pH

OBSERVACION


¡Si se tienen ordenadores / computadores PC o impresoras conectadas a tierra, no se pueden efectuar mediciones en medios igualmente conectados a tierra, pues resultarían valores falseados!

La interfase USB no está desacoplada galvánicamente.



Para lograr que el sistema efectúe las mediciones con la máxima exactitud posible, asegúrese de trabajar siempre con sondas de medición calibradas (vea el párrafo 5.2 CALIBRACIÓN, página 24).

1. Conectar la sonda de medición del pH al instrumento.
2. En caso dado, seleccionar con **<M>** el parámetro pH.
3. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución de medición, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
4. Sumergir la sonda de medición del pH en la solución de medición. Se verifica la estabilidad del valor medido (control automático de estabilidad). El parámetro visualizado parpadea.
5. Esperar hasta que el valor medido se estabilice. El parámetro visualizado deja de parpadear.



Control de estabilidad (AutoRead)

La función control de estabilidad (*AutoRead*) verifica continuamente la estabilidad de la señal de medición. La estabilidad de la señal tiene influencia decisiva sobre la reproducibilidad del valor medido (vea el párrafo 9.2.3 CONTROL ESTABILIDAD AUTOMÁTICA, página 62).

Criterios de un valor estable

La función *Control estabilidad* verifica si los valores medidos durante el inter-

valor controlado son estables.

| Parámetro o magnitud de medición | Intervalo | Estabilidad en el intervalo |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Valor pH | 15 segundos | Δ : mejor 0,01 pH |
| Temperatura | 15 segundos | Δ : mejor 0,5 °C |

El período mínimo que transcurre hasta que el valor medido sea evaluado como estable corresponde al intervalo controlado. La duración efectiva es generalmente más larga.

Congelar el valor medido (función HOLD)

Con la función HOLD puede Ud. congelar el valor medido actual. El valor medido indicado permanece invariable hasta que se vuelva a desconectar la función HOLD.

1. Con **<AR>** 'congelar' el parámetro.
Aparece la indicación del estado actual [HOLD].
2. Con **<AR>** liberar nuevamente el valor medido congelado.
La función HOLD está desconectada.
Desaparece la indicación del estado [HOLD].

5.1.2 Medir la temperatura

Para lograr mediciones del valor pH reproducibles, es imprescindible medir la temperatura de la solución de medición.

Ud. tiene las siguientes posibilidades para medir la temperatura:

- Medición automática de la temperatura por medio de un sensor térmico integrado (NTC30 o Pt1000) en el sensor.
- Medición manual e ingreso del valor medido

El instrumento reconoce si el sensor conectado es el correcto y conecta automáticamente al modo de medición de la temperatura.

En la indicación de la temperatura reconoce Ud. que tipo de medición de temperatura está actualmente activado:

| Sensor térmico | Resolución de la indicación de temperatura | Medición de la temperatura |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| si | 0,1 °C | Automáticamente con sensor térmico |
| - | 1 °C | Manualmente |

Si se efectúa una medición (o bien, una calibración) sin sensor térmico, proceda de la siguiente manera:

1. Determinar la temperatura actual de la solución.

2. En el menú **<ENTER>/pH/Temperatura man.** ajustar el valor de la temperatura con **<▲><▼>**.

5.2 Calibración

5.2.1 Calibración, para que?

Las cadenas de medición del pH envejecen. Y al envejecer, cambia el punto cero (asimetría) y la pendiente de la cadena de medición de pH. En consecuencia, el instrumento indica un valor erróneo, inexacto. Con la calibración, los valores actuales del punto cero y de la pendiente de la cadena de medición son determinados nuevamente y archivados en la memoria. Calibre su sistema a intervalos regulares.

5.2.2 Cuándo se debe calibrar obligadamente?

- después de enchufar un sensor
- como medida rutinaria de aseguramiento de la calidad dentro de la empresa.
- cuando ha caducado el intervalo de calibración

5.2.3 Calibración automática (AutoCal)

Tenga cuidado de seleccionar en el menú del sensor, bajo la opción *Tampón*, el juego amortiguador correcto (vea 9.1.1 CONFIGURACIÓN PARA MEDICIONES PH, PÁGINA 50).

Emplee para este procedimiento, ya sea en orden ascendente o descendente, una, dos o bien, hasta cinco de cualquiera de las soluciones tamponadas del juego seleccionado.


En lo que sigue se explica la calibración con soluciones tamponadas técnicas (TEC). Si se emplean otros juegos tampón, aparecen otros valores nominales del tampón. Por lo demás, el procedimiento es idéntico.




Cuando en el menú está configurada la calibración de un punto, la calibración finaliza automáticamente después de la medición de la solución tamponada 1, visualizando el registro de calibración.

1. Conectar la sonda de medición del pH al instrumento.
2. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
3. Con **<M>** seleccionar en la indicación del valor medido un parámetro, pH o bien mV.

4. Con **<CAL>** iniciar la calibración.
Aparece el display de calibración para la primera solución tamponada (indicación de la tensión).



5. Enjuagar escrupulosamente la sonda de medición con agua desionizada.
6. Sumergir la sonda de medición en la solución tamponada 1.
7. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
8. Iniciar la medición con **<ENTER>**.
Se verifica la estabilidad del valor medido (control de estabilidad). Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.




9. Esperar que la medición con control de estabilidad haya terminado, o bien, con **<ENTER>** aceptar el valor de la calibración.
Aparece el display de calibración para la siguiente solución tamponada (indicación de la tensión).
10. En caso dado, finalizar la calibración como calibración de un punto con **<M>**.
El registro de calibración es presentado.



Para la **calibración de un punto** el instrumento emplea la pendiente Nernst (-59,2 mV/pH a 25 °C) y determina el punto cero de la cadena de medición.

Continuar con la calibración de dos puntos


11. Enjuagar escrupulosamente la sonda de medición con agua desionizada.
12. Sumergir la sonda de medición en la solución tamponada 2.
13. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
14. Iniciar la medición con **<ENTER>**.
Se verifica la estabilidad del valor medido (control de estabilidad). Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.



15. Esperar el término de la medición con control de estabilidad, o bien, finalizar el control de estabilidad con **<ENTER>** y aceptar el valor de la calibración.
Aparece el display de calibración para la siguiente solución tamponada (indicación de la tensión).
16. En caso dado, finalizar la calibración como calibración de dos puntos con **<M>**.
El registro de calibración es presentado.

Continuar con la calibración de tres hasta cinco puntos

17. Enjuagar escrupulosamente la sonda de medición con agua desionizada.
18. Sumergir la sonda de medición en la siguiente solución tamponada.
19. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
20. Iniciar la medición con **<ENTER>**.
Se verifica la estabilidad del valor medido (control de estabilidad). Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.



21. Esperar el término de la medición con control de estabilidad, o bien, finalizar el control de estabilidad con **<ENTER>** y aceptar el valor de la calibración.
Aparece el display de calibración para la siguiente solución tamponada (indicación de la tensión).
22. En caso dado, con **<M>** finalizar la calibración o bien, con **<ENTER>** continuar la calibración con la siguiente solución tamponada.



Después de finalizar la medición con la última solución tamponada del juego, la calibración termina automáticamente. A continuación el instrumento presenta el registro de calibración.

La recta de calibración es determinada por regresión lineal.

5.2.4 Calibración manual (ConCal)


Preste atención que en las opciones del sensor en el menú *Tampón* se haya seleccionado el juego amortiguador ConCal (vea el párrafo 9.1.1 CONFIGURACIÓN PARA MEDICIONES PH, página 50).

Emplee para este procedimiento, ya sea en orden ascendente o descendente, una, dos o bien, hasta cinco de cualquiera de las soluciones tamponadas.




Cuando en el menú está configurada la calibración de un punto, la calibración finaliza automáticamente después de la medición de la solución tamponada 1, visualizando el registro de calibración.


1. Conectar la sonda de medición del pH al instrumento.
En el display aparece la ventana de medición del pH.
2. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
3. Con **<M>** seleccionar en la indicación del valor medido un parámetro, pH o bien mV.
4. Con **<CAL>** iniciar la calibración.
Aparece el display de calibración (indicación de la tensión).



5. Enjuagar escrupulosamente la sonda de medición con agua desionizada.
6. Sumergir la sonda de medición en la solución tamponada 1.
7. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
8. Iniciar la medición con **<ENTER>**.
Se verifica la estabilidad del valor medido (control de estabilidad). Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.



9. Esperar que la medición con control de estabilidad haya terminado, o bien, con **<ENTER>** aceptar el valor de la calibración.
Aparece el display de calibración para configurar el valor nominal de la solución tamponada.




10. Con **<▲ ><▼ >** ajustar el valor nominal de la solución tamponada correspondiente a la temperatura medida.
11. Con **<ENTER>** aceptar el valor de calibración configurado.
Aparece el display de calibración para la siguiente solución tamponada (indicación de la tensión).
12. En caso dado, finalizar la calibración como calibración de un punto con **<M>**.
El registro de calibración es presentado.



Para la **calibración de un punto** el instrumento emplea la pendiente Nernst (-59,2 mV/pH a 25 °C) y determina el punto cero de la cadena de medición.

Continuar con la calibración de dos puntos


13. Enjuagar escrupulosamente la sonda de medición con agua desionizada.
14. Sumergir la sonda de medición en la solución tamponada 2.
15. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
16. Iniciar la medición con **<ENTER>**.
Se verifica la estabilidad del valor medido (control de estabilidad). Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.
17. Esperar el término de la medición con control de estabilidad, o bien, finalizar el control de estabilidad con **<ENTER>** y aceptar el valor de la calibración.
Aparece el display de calibración para configurar el valor nominal de la solución tamponada.



18. Con **<▲ ><▼ >** ajustar el valor nominal de la solución tamponada correspondiente a la temperatura medida.
19. Con **<ENTER>** aceptar el valor de calibración configurado.
Aparece el display de calibración para la siguiente solución tamponada (indicación de la tensión).

Continuar con la calibración de tres hasta cinco puntos

20. Con **<M>** finalizar la calibración como calibración de dos puntos. El registro de calibración es presentado.
21. Enjuagar escrupulosamente la sonda de medición con agua desionizada.
22. Sumergir la sonda de medición en la siguiente solución tamponada.
23. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución tamponada, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
24. Iniciar la medición con **<ENTER>**. Se verifica la estabilidad del valor medido (control de estabilidad). Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.
25. Esperar el término de la medición con control de estabilidad, o bien, finalizar el control de estabilidad con **<ENTER>** y aceptar el valor de la calibración. Aparece el display de calibración para configurar el valor nominal de la solución tamponada.



26. Con **<▲ ><▼ >** ajustar el valor nominal de la solución tamponada correspondiente a la temperatura medida.
27. Con **<ENTER>** aceptar el valor de calibración configurado. Aparece el display de calibración para la siguiente solución tamponada (indicación de la tensión).
28. Con **<M>** finalizar la calibración o bien, con **<ENTER>** continuar la calibración con la siguiente solución tamponada.



La calibración termina automáticamente después de medir la quinta solución tamponada. A continuación el instrumento presenta el registro de calibración.

La recta de calibración es determinada por regresión lineal.

5.2.5 Puntos de calibración

Se puede calibrar con una y hasta cinco soluciones tamponadas en cualquier orden (calibración de un punto hasta cinco puntos). El instrumento determina los siguientes valores y calcula la recta de calibración de la siguiente manera:

| | Valores calculados | Datos de calibración presentados en el display |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 punto | <i>Asy</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Punto cero = <i>Asy</i> ● Pendiente = pendiente Nernst (-59,2 mV/pH a 25 °C) |
| Punto doble | <i>Asy</i> <i>Pte.</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Punto cero = <i>Asy</i> ● Pendiente = <i>Pte.</i> |
| 3 a 5 puntos | <i>Asy</i> <i>Pte.</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Punto cero = <i>Asy</i> ● Pendiente = <i>Pte.</i> <p>La recta de calibración es determinada por regresión lineal.</p> |



La pendiente puede ser presentada en la unidad de medición mV/pH o bien, en % (vea la párrafo 9.1.1 CONFIGURACIÓN PARA MEDICIONES PH, página 50).

5.2.6 Datos de calibración



Después de la calibración, el registro de calibración es transferido automáticamente a la interfase.

Mostrar los datos de calibración

El registro de calibración de la última calibración se encuentra en la opción **<ENTER>** / *Calibración* / *Registro cal.*. Para acceder rápidamente al menú, estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir la tecla **<CAL__>**.

Ud. puede transferir los datos de calibración visualizados, por medio de **<F2>** / *[Transf. USB]* a la interfase, por ejemplo un ordenador / computador PC.

Visualizar la memoria de calibración

Los registros de las últimas calibraciones se encuentran en el menú **<ENTER>** / *Calibración* / *Memoria calibración*.

| Opción | Configuración/función | Explicación |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Memoria calibración / Visualizar</i> | - | Visualiza el registro de calibración. Otras opciones: <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los registros de calibración. ● Con <F2>/[Transf. USB] se transfiere a la interfase el registro de calibración visualizado. ● Con <F1>/[Retroceder] o bien, <ENTER> abandona Ud. la visualización. ● Con <M> cambiar directamente al modo de indicación del valor medido. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Transferencia a USB</i> | - | Transfiere los registros de calibración a la interfase. |

Evaluación de la calibración

El instrumento evalúa automáticamente la calibración después que la misma ha sido llevada a cabo. El punto cero y la pendiente son evaluadas por separado. La evaluación con los datos más malos es tomada como base para el cálculo. La evaluación aparece en el display y en el registro de calibración.

| Display | Registro de calibración | Punto cero [mV] | Pendiente [mV/pH] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | +++ | -15 ... +15 | -60,5 ... -58,0 |
|  | ++ | -20 ... <-15 o bien, >+15 ... +20 | >-58,0 ... -57,0 |
|  | + | -25 ... <-20 o bien, >+20 ... +25 | -61,0 ... <-60,5 o bien, >-57,0 ... -56,0 |
|  Limpiar la cadena de medición siguiendo las instrucciones de operación del sensor | - | -30 ... <-25 o bien, >+25 ... +30 | -62,0 ... <-61,0 o bien, >-56,0 ... -50,0 |

| Display | Registro de calibración | Punto cero [mV] | Pendiente [mV/pH] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Error</i> | <i>Error</i> | <-30 o bien >+30 | <-62,0 o bien >-50,0 |
| Diagnóstico y corrección de fallas (vea el párrafo 13 DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS, página 77) | | | |

Registro de calibración (ejemplo)

```

pH/Cond 3320
No. serie 11292113

CALIBRACIONpH
15.02.2014 15:55

AutoCal TEC
Tampón 1          4.01
Tampón 2          7.00
Tampón 3          10.01
Voltaje 1         184.0 mV
Voltaje 2          3.0 mV
Voltaje 3         -177.0 mV
Temperatura 1     24.0 °C
Temperatura 2     24.0 °C
Temperatura 3     24.0 °C
Pendiente         -60.2 mV/pH
Asimetría         4.0 mV
Sensor            +++

etc...


```

5.2.7 Control permanente de los valores medidos (función CMC)

El control permanente de los valores medidos (función CMC, Continuous Measurement Control) permite evaluar de un vistazo, de manera rápida y segura, el valor medido actual.

Después de cada calibración válida aparece la escala del rango de medición del pH en el modo de indicación del valor medido. Aquí se reconoce fácilmente si el valor medido actual se encuentra dentro del rango de medición calibrado.

Aparece la siguiente información:



Los límites del rango calibrado quedan determinados por las soluciones tamponadas utilizadas para la calibración:

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Límite inferior: | Solución tamponada con el valor pH más bajo - 2 unidades pH |
| Límite superior: | Solución tamponada con el valor pH más alto + 2 unidades pH |

6 Potencial Redox

6.1 Medir


6.1.1 Medir el potencial Redox

OBSERVACION

¡Si se tienen ordenadores / computadores PC o impresoras conectadas a tierra, no se pueden efectuar mediciones en medios igualmente conectados a tierra, pues resultarían valores falseados!

La interfase USB no está desacoplada galvánicamente.

1. Conectar la sonda de medición Redox al instrumento.
2. En caso dado, seleccionar con **<M>** la indicación U (mV).
3. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución de medición, o bien, medir la temperatura actual.
 - Ingresar el valor de la temperatura en el menú.
4. Enjuagar la sonda de medición Redox y sumergirla en la solución de medición.
Se verifica la estabilidad del valor medido (control automático de estabilidad). El parámetro visualizado parpadea.
5. Esperar hasta que el valor medido se estabilice.
El parámetro visualizado deja de parpadear.



Control de estabilidad (AutoRead)

La función control de estabilidad (*AutoRead*) verifica continuamente la estabilidad de la señal de medición. La estabilidad de la señal tiene influencia decisiva sobre la reproducibilidad del valor medido (vea el párrafo 9.2.3 CONTROL ESTABILIDAD AUTOMÁTICA, página 62).

Criterios de un valor estable

La función *Control estabilidad* verifica si los valores medidos durante el intervalo controlado son estables.

| Parámetro o magnitud de medición | Intervalo | Estabilidad en el intervalo |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Potencial Redox | 15 segundos | Δ : mejor $\pm 0,3$ mV |
| Temperatura | 15 segundos | Δ : mejor $0,5$ °C |

Congelar el valor medido (función HOLD)

El período mínimo que transcurre hasta que el valor medido sea evaluado como estable corresponde al intervalo controlado. La duración efectiva es generalmente más larga.

Con la función HOLD puede Ud. congelar el valor medido actual. El valor medido indicado permanece invariable hasta que se vuelva a desconectar la función HOLD.

1. Con **<AR>** 'congelar' el parámetro.
Aparece la indicación del estado actual [HOLD].
2. Con **<AR>** o bien **<M>** liberar el parámetro 'congelado'.
La función HOLD está desconectada.
Desaparece la indicación del estado [HOLD].

6.1.2 Medir la temperatura

Para lograr mediciones Redox reproducibles, es imprescindible medir la temperatura de la solución de medición.

Ud. tiene las siguientes posibilidades para medir la temperatura:

- Medición automática de la temperatura por medio de un sensor térmico externo (NTC30 o bien, Pt1000) integrado en la cadena de medición.
- Medición manual e ingreso del valor medido

El instrumento reconoce si el sensor conectado es el correcto y conecta automáticamente al modo de medición de la temperatura.

En la indicación de la temperatura reconoce Ud. que tipo de medición de temperatura está actualmente activado:

| Sensor térmico | Resolución de la indicación de temperatura | Medición de la temperatura |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| si | 0,1 °C | Automáticamente con sensor térmico |
| - | 1 °C | Manualmente |

Si se efectúa una medición sin sensor térmico, proceda de la siguiente manera:

1. Determinar la temperatura actual de la solución.
2. Con **<▲><▼>** asignar la temperatura.
o bien,
En el menú **<ENTER>/U/Temperatura man.** ajustar el valor de la temperatura con **<▲><▼>**.

6.2 Calibración Redox

Las sondas de medición Redox no se calibran. Sin embargo, Ud. puede verificar la sonda de medición Redox midiendo el potencial Redox de una solución patrón y comparándolo con el valor nominal.

7 Concentración de iones

7.1 Medir

7.1.1 Medir la concentración de iones

OBSERVACION

¡Si se tienen ordenadores / computadores PC o impresoras conectadas a tierra, no se pueden efectuar mediciones en medios igualmente conectados a tierra, pues resultarían valores falseados!

La interfase USB no está desacoplada galvánicamente.



Los electrodos ion-selectivos mal calibrados entregan resultados falseados e incorrectos. Antes de iniciar la medición, calibre siempre el sistema.




Para lograr mediciones ISE precisas, la diferencia entre las temperaturas durante la medición y la calibración no debiera superar los 2 K. Por lo tanto, iguale las temperaturas entre la solución estándar y la solución de medición. Cuando la diferencia entre las temperaturas supera este valor, junto con la indicación del valor medido aparece la advertencia [*TempErr*] en el display.

1. Conectar la sonda de medición ISE de una barra al instrumento. En el display aparece la ventana de medición pH/U/ISE.
2. En caso dado, con **<M>** seleccionar la indicación ISE (unidad de medición mg/l).
3. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución de medición, o bien, medir la temperatura actual.
4. Calibrar el instrumento con la cadena de medición, o bien, verificarlo.



Mientras no haya una calibración válida, por ejemplo cuando el instrumento se encuentra aún con los parámetros ajustados de fábrica, en la indicación del valor medido aparece "Error".

5. Sumergir la cadena de medición en la solución muestra.



Control de estabilidad (AutoRead)

La función control de estabilidad (*AutoRead*) verifica continuamente la estabilidad de la señal de medición. La estabilidad de la señal tiene influencia decisiva sobre la reproducibilidad del valor medido (vea el párrafo 9.2.3 CONTROL ESTABILIDAD AUTOMÁTICA, página 62).

Criterios

Los criterios para el AutoRead influyen la reproducibilidad de los valores medidos. Se pueden asignar los siguientes criterios:

- *alto*: máxima reproducibilidad
- *medio*: reproducibilidad media
- *bajo*:reproducibilidad mínima



En la medida en que la reproducibilidad aumenta, aumenta también el tiempo de ajuste, hasta que un valor medido pueda ser considerado estable.

Congelar el valor medido (función HOLD)

Con la función HOLD puede Ud. congelar el valor medido actual. El valor medido indicado permanece invariable hasta que se vuelva a desconectar la función HOLD.

1. Con **<AR>** 'congelar' el parámetro.
Aparece la indicación del estado actual [HOLD].
2. Con **<AR>** liberar nuevamente el valor medido congelado.
La función HOLD está desconectada.
Desaparece la indicación del estado [HOLD].

7.1.2 Medir la temperatura

Para lograr mediciones ion-selectivas reproducibles, es imprescindible medir la temperatura de la solución de medición.

Ud. tiene las siguientes posibilidades para medir la temperatura:

- Medición de la temperatura por medio de un sensor térmico externo.
- Medición manual e ingreso del valor medido

El instrumento reconoce si el sensor conectado es el correcto y conecta automáticamente al modo de medición de la temperatura.

En la indicación de la temperatura reconoce Ud. que tipo de medición de temperatura está actualmente activado:

| Sensor térmico | Resolución de la indicación de temperatura | Medición de la temperatura |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| si | 0,1 °C | Automáticamente con sensor térmico |
| - | 1 °C | Manualmente |

Si se efectúa una medición (o bien, una calibración) sin sensor térmico, proceda de la siguiente manera:

1. Determinar la temperatura actual de la solución.
2. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución de medición, o bien, medir la temperatura actual.

7.2 Calibración

7.2.1 Calibración, para que?

Las cadenas de medición ionselectivas envejecen y su funcionamiento depende de la temperatura. Y con ello cambia la pendiente. En consecuencia, el instrumento indica un valor erróneo, inexacto. Con la calibración es determinada la curva de calibración del electrodo, siendo archivada en la memoria del instrumento.

Por lo tanto, calibre el sistema, en lo posible, antes de cada medición y a intervalos regulares.


7.2.2 Calibración, cuándo?

- en lo posible, antes de cada medición
- después de enchufar otra cadena de medición ISE
- cuando el símbolo del sensor parpadea, por ejemplo después de una interrupción del voltaje de alimentación (baterías agotadas)

7.2.3 Calibración (ISE Cal)


ISE Cal es la calibración convencional de **dos** hasta **siete puntos** con 2 hasta 7 soluciones estándar seleccionables libremente. La concentración que se supone va a resultar de la medición determina la concentración del estándar de calibración.

1. Conectar la sonda de medición ISE de una barra al instrumento. En el display aparece la ventana de medición pH/U/ISE.
2. Tener preparada una solución estándar.
3. Al medir sin sensor térmico:
 - Temperar la solución de medición, o bien, medir la temperatura actual.
4. Con **<▲ >** **<▼ >** y **<M>** seleccionar la ventana de medición ISE en la indicación del valor medido.
5. En caso dado modificar con el menú *Configuración ISE/Unidad* la unidad de la medición resultante y los estándar de calibración.
6. Con **<CAL>** iniciar la calibración. Aparece el display de calibración.




7. Enjuagar escrupulosamente la cadena de medición con agua destilada.
8. Sumergir la cadena de medición en la solución estándar 1.
9. Al calibrar sin sensor de temperatura:
 - Determinar la temperatura de la solución estándar con un termómetro.
 - Con <F2>/[↑] seleccionar la configuración de la temperatura.
 - Con <▲ > <▼ > ajustar la temperatura.
 - Con <F2>/[↑] seleccionar la configuración de la concentración.
10. Con <▲ > <▼ > ajustar la concentración de la solución estándar y presionar <ENTER>.

Se mide la solución estándar.
Se verifica la estabilidad del valor medido (AutoRead).




11. Esperar que la medición AutoRead haya terminado, o bien, con <ENTER> aceptar el valor de la calibración. Aparece el siguiente display de calibración para la siguiente solución estándar.




**Continuar con la
calibración de dos
puntos**

12. Enjuagar escrupulosamente la cadena de medición con agua destilada.
13. Sumergir la cadena de medición en la solución estándar 2.
14. Al calibrar sin sensor de temperatura:
 - Determinar la temperatura de la solución estándar con un termómetro.
 - Con <F2>/[↑↓] seleccionar la configuración de la temperatura.
 - Con <▲ > <▼ > ajustar la temperatura.
 - Con <F2>/[↑↓] seleccionar la configuración de la concentración.
15. Con <▲ > <▼ > ajustar la concentración de la solución estándar y presionar <ENTER>. Se mide la solución estándar. Se verifica la estabilidad del valor medido (AutoRead).



16. Esperar que la medición AutoRead haya terminado, o bien, con <ENTER> aceptar el valor de la calibración. Aparece el siguiente display de calibración para la siguiente solución estándar.



17. Con **<ENTER>** continuar con la calibración de 3 puntos.
o bien,
Con **<M>** finalizar la calibración como calibración de dos puntos.
Aparecen los nuevos valores de calibración.

Continuar con la calibración de tres hasta siete puntos

Repita los pasos 12 al 17 en forma análoga con la tercera y, en caso dado, con las soluciones estándar restantes. Después de terminar con el último paso de calibración aparecen los nuevos valores de calibración.



Con los datos de calibración se determina paso a paso la curva de calibración en base a la ecuación de Nernst modificada según Nikolski.

7.2.4 Estándares de calibración

Emplee dos y hasta siete soluciones patrón diferentes. Las soluciones estándar deben ser elegidas en orden ascendente o en orden descendente.



En el menú *Configuración ISE/Unidad* seleccione la unidad y la solución estándar.

| Solución estándar (Std 1 - 7) | Valores |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Unidad [mg/l] | 0,010 ... 500000 |
| Unidad [mol/l] | 0,100 ... 5000 µmol/l 10,00 ... 5000 mmol/l |
| Unidad [mg/kg] | 0,010 ... 500000 |
| Unidad [ppm] | 0,010 ... 500000 |
| Unidad [%] | 0,001 ... 50000 |



La exactitud de medición depende, entre otros factores, de las soluciones patrón elegidas. Por lo tanto, las soluciones patrón seleccionadas debieran cubrir el valor previsto en la siguiente medición de la concentración.

Si la tensión medida de la cadena de medición se encuentra fuera del rango de calibración, aparece la advertencia *[ISEErr]*.

7.2.5 Datos de calibración

Mostrar los datos de calibración

El registro de calibración de la última calibración se encuentra en la opción **<ENTER>** / *Calibración / Registro cal.*. Para acceder rápidamente al menú, estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir la tecla **<CAL__>**.

Ud. puede transferir los datos de calibración visualizados, por medio de **<F2>** / *[Transf. USB]* a la interfase, por ejemplo un ordenador / computador PC.

Visualizar la memoria de calibración

Los registros de las últimas calibraciones se encuentran en el menú **<ENTER>/Calibración / Memoria calibración**.

| Opción | Configuración/función | Explicación |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Memoria calibración / Visualizar</i> | - | Visualiza el registro de calibración. Otras opciones: <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los registros de calibración. ● Con <F2>/[Transf. USB] se transfiere a la interfase el registro de calibración visualizado. ● Con <F1>/[Retroceder] o bien, <ENTER> abandona Ud. la visualización. ● Con <M> cambiar directamente al modo de indicación del valor medido. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Transferencia a USB</i> | - | Transfiere los registros de calibración a la interfase. |

Evaluación de la calibración

El instrumento evalúa automáticamente la calibración después que la misma ha sido llevada a cabo.

| Display | Registro de calibración | Valor de la pendiente [mV] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | +++ | 50,0 ... 70,0 o 25,0 ... 35,0 |
| <i>Error</i> Diagnóstico y corrección de fallas (vea el párrafo 13 DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS, página 77) | <i>Error</i> | < 50 o > 70 o bien < 25 o > 35 |

Registro de calibración (ejemplo)

pH/Cond 3320
No. serie 12345678

CALIBRACIONISE
18.01.2013 08:09:10

| | |
|---------------|------------|
| Estándar 1 | 0.010 mg/l |
| Estándar 2 | 0.020 mg/l |
| Voltaje 1 | 38.5 mV |
| Voltaje 2 | 58.0 mV |
| Temperatura 1 | 24.0 øC |
| Temperatura 2 | 24.0 øC |
| Tipo ion | Ag |
| Pendiente | 64.7 mV |
| Sonda | +++ |

8 Conductibilidad

8.1 Medir

8.1.1 Medir la conductibilidad

OBSERVACION

¡Si se tienen ordenadores / computadores PC o impresoras conectadas a tierra, no se pueden efectuar mediciones en medios igualmente conectados a tierra, pues resultarían valores falseados!


La interfase USB no está desacoplada galvánicamente.

1. Conectar la célula conductímetro al instrumento.
En el display aparece la ventana de medición de la conductibilidad.
2. En caso dado, seleccionar con **<M>** el parámetro.
3. Verificar la configuración *Célula medición* y la constante celular de la célula conductímetro acoplada.
En caso dado, corregir la configuración.



En el menú de configuración de medición de la conductibilidad se escoge la célula de medición y se ajusta la constante celular (vea el párrafo 9.1.6 CONFIGURACIÓN DE LAS CÉLULAS CONDUCTÍMETRAS, página 56). El valor de la constante celular a ser asignado se toma del manual de instrucciones de operación de la célula de medición, o bien, está grabado / estampado en la célula misma.

4. Sumergir la célula conductímetro en la solución de medición.



5. En caso dado, seleccionar con **<M>** el parámetro:
 - Conductibilidad [$\mu\text{S/cm}$] / [mS/cm]
 - Resistividad [$\Omega\cdot\text{cm}$] / [$\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$] / [$\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$]
 - Salinidad SaL []
 - Resíduo seco remanente de filtración TDS [mg/l] / [g/l]



El factor para calcular el residuo seco de filtración está ajustado de fábrica en 1,00. Para su finalidad específica, Ud. puede ajustar este factor a un valor entre 0,40 y 1,00. La configuración del factor se hace en el menú *Medición* para el parámetro TDS.

Control de estabilidad (AutoRead)

La función control de estabilidad (*AutoRead*) verifica continuamente la estabilidad de la señal de medición. La estabilidad de la señal tiene influencia decisiva sobre la reproducibilidad del valor medido (vea el párrafo 9.2.3 CONTROL ESTABILIDAD AUTOMÁTICA, página 62).

Criterios de un valor estable

La función *Control estabilidad* verifica si los valores medidos durante el intervalo controlado son estables.

| Parámetro o magnitud de medición | Intervalo | Estabilidad en el intervalo |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Conductibilidad χ | 10 segundos | Δ : mejor que el 1,0 % del valor medido |
| Temperatura | 15 segundos | Δ : mejor 0,5 °C |

El período mínimo que transcurre hasta que el valor medido sea evaluado como estable corresponde al intervalo controlado. La duración efectiva es generalmente más larga.

Congelar el valor medido (función HOLD)

Con la función HOLD puede Ud. congelar el valor medido actual. El valor medido indicado permanece invariable hasta que se vuelva a desconectar la función HOLD.

1. Con **<AR>** 'congelar' el parámetro. Aparece la indicación del estado actual [HOLD].
2. Con **<AR>** liberar nuevamente el valor medido congelado. La función HOLD está desconectada. Desaparece la indicación del estado [HOLD].

8.1.2 Medir la temperatura

Para lograr mediciones de conductibilidad reproducibles, es imprescindible medir la temperatura de la solución de medición. La temperatura se mide automáticamente mediante un sensor térmico (NTC 30 o bien, Pt1000), integrado en el sensor.



El sensor de oxígeno KLE 325 tiene un sensor térmico integrado.

8.2 Calibración

8.2.1 Calibración, para que?

Debido al envejecimiento, la constante celular cambia ligeramente, por ejemplo por concreciones. En consecuencia, el instrumento indica un valor

erróneo, inexacto. Las características originales de la célula pueden ser recuperadas en la mayoría de los casos con una buena limpieza. Por medio de la calibración es determinado el valor actual de la constante celular, que es registrado y archivado por el instrumento.

Calibre el sistema a intervalos regulares (recomendamos: cada seis meses).

8.2.2 Calibración, cuándo?

- después de enchufar un sensor
- como medida rutinaria de aseguramiento de la calidad dentro de la empresa.
- cuando ha caducado el intervalo de limpieza

8.2.3 Determinar la constante celular (calibrar con el estándar de control)

Ud. puede determinar la constante celular efectiva de la célula conductímetro por medio de la calibración con el estándar de control en los siguientes rangos:


- 0,450 ... 0,500 cm^{-1}
(por ejemplo TetraCon 325, con una constante celular nominal de 0,475 cm^{-1})
- 0,800 ... 0,880 cm^{-1}
(por ejemplo KLE 325, con una constante celular nominal de 0,840 cm^{-1})

La constante celular es determinada con el estándar de control 0,01 mol/l KCl. Las constantes celulares que se encuentran fuera de los rangos indicados anteriormente no pueden ser calibradas.

La constante celular calibrada del instrumento de medición está configurada de fábrica en 0,475 cm^{-1} (célula conductímetro TetraCon 325).

Para este procedimientos de calibración, en el menú *Medición la Célula medición* deberá estar configurada en cal. Para determinar la constante celular, proceda de la siguiente manera:

1. Conectar la célula conductímetro al instrumento.
2. Estando en el modo de indicación del valor medido, con **<M>**, seleccionar el parámetro 'conductibilidad'.
3. Con **<CAL>** iniciar la calibración.
En el display aparece la constante celular calibrada de último.



4. Sumergir la célula conductímetro en la solución de control estándar 0,01 mol/l KCl.
5. Iniciar la medición con **<ENTER>**. Aparece la indicación del estado actual [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.
6. Esperar que la medición con control de estabilidad haya terminado, o bien, con **<ENTER>** aceptar el valor de la calibración. El registro de calibración es visualizado y transferido a la interfase.
7. Con **<F1>**/[continua] o bien, **<ENTER>** cambiar a la vista del valor medido.

8.2.4 Datos de calibración



Después de la calibración, el registro de calibración es transferido automáticamente a la interfase.

Mostrar los datos de calibración

El registro de calibración de la última calibración se encuentra en la opción **<ENTER>** / *Calibración / Registro cal.*. Para acceder rápidamente al menú, estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir la tecla **<CAL__>**.

Ud. puede transferir los datos de calibración visualizados, por medio de **<F2>**/ [Transf. USB] a la interfase, por ejemplo un ordenador / computador PC.

Visualizar la memoria de calibración

Los registros de calibración de las últimas calibraciones se encuentran en el menú **<ENTER>** / *Calibración / Memoria calibración* y en el menú **<ENTER>** / *Archivar & config./Memoria / Memoria calibración*.

| Opción | Configuración/función | Explicación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibración / Memoria calibración / Visualizar o bien, Memoria / Memoria calibración / Visualizar | - | Visualiza el registro de calibración. Otras opciones: <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los registros de calibración. ● Con <F2>/[Transf. USB] se transfiere a la interfase el registro de calibración visualizado. ● Con <F1>/[Retroceder] o bien, <ENTER> abandona Ud. la visualización. ● Con <M> cambiar directamente al modo de indicación del valor medido. |
| Calibración / Memoria calibración / Transferencia a USB o bien, Memoria / Memoria calibración / Transferencia a USB | - | Transfiere los registros de calibración a la interfase. |

Evaluación de la calibración

Después de la calibración, el instrumento evalúa automáticamente el estado actual de la calibración. La evaluación aparece en el display y en el registro de calibración.

| Display | El registro de la calibración | Constante celular [cm^{-1}] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | +++ | dentro de los rangos 0,450 ... 0,500 cm^{-1} o bien, 0,800 ... 0,880 cm^{-1} |
| Error | Error | fuera de los rangos 0,450 ... 0,500 cm^{-1} bien 0,800 ... 0,880 cm^{-1} |
| Diagnóstico y corrección de fallas (vea el párrafo 13 DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS, página 77) | | |

Registro de calibración (ejemplo)

```
pH/Cond 3320
No. serie 11292113

CALIBRACION Cond
15.02.2014 16:13:33

Constante celular      0.479 1/cm 25.0 °C
Sonda                  +++
```

9 Configuración

9.1 Configuración de mediciones

9.1.1 Configuración para mediciones pH

La configuración para las mediciones del pH se encuentra en el menú de configuración de calibración y medición de la medición del pH/ del potencial Redox. Para acceder a estos datos, visualizar el parámetro deseado estando en el modo de indicación del valor medido y oprimir la tecla **<ENTER>**. Después de haber finalizado la configuración de todos los parámetros, cambiar al modo de indicación de valor medido mediante **<M>**.

En la tabla que sigue a continuación se han listado únicamente aquellas configuraciones que se refieren a la medición del pH.

La configuración y valores ajustados de fábrica aparecen en **negrita**.

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Registro cal.</i> | - | presenta el registro de calibración de la última calibración. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Visualizar</i> | - | Visualiza el registro de calibración. Otras opciones: <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los registros de calibración. ● Con <F2>/[Transf. USB] se transfiere a la interfase el registro de calibración visualizado. ● Con <F2__>/[Transf. USB] puede Ud. transferir a la interfase todos los registros de calibración. ● Con <F1>/[Retroceder] o bien, <ENTER> abandona Ud. la visualización. ● Con <M> cambiar directamente al modo de indicación del valor medido. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Transferencia a USB</i> | - | Transfiere los registros de calibración a la interfase. |
| <i>Calibración / Tampon</i> | TEC NIST/DIN ConCal ... | Conjuntos tampones a ser utilizados para la calibración pH (vea el párrafo 5.2 CALIBRACIÓN, página 24). |
| <i>Calibración / Calibración de un punto</i> | Si no | Calibración rápida con 1 solución tamponada |

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Intervalo calibr.</i> | 1 ... 7 ... 999 d | <i>Intervalo calibr.</i> para la cadena de medición pH (en días). El instrumento le recuerda con el parpadeo del símbolo del sensor en la ventana de medición que lo calibre a intervalos regulares. |
| <i>Calibración / Unid. pendiente</i> | mV/pH % | Unidad de medición de la pendiente. La indicación en % se refiere a la pendiente Nernst -59,2 mV/pH (pendiente / pendiente Nernst determinada x 100). |
| <i>Alternativa temperatura</i> | conec desc | Toma el valor de la temperatura del segundo sensor. |
| <i>Temperatura man.</i> | -25 ... +25 ... +130 °C | Ingreso de la temperatura medida manualmente. Sólo en el caso de mediciones sin sensor térmico. |
| <i>Resolución pH</i> | 0.001 0.01 0.1 | Resolución de la indicación del pH |
| <i>Reiniciar</i> | - | Reinicia todos los parámetros de los sensores a los valores ajustados de fábrica (vea el párrafo 9.3.1 INICIALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE MEDICIONES, página 63). |

9.1.2 Juegos tampón para la calibración

Para la calibración automática se pueden emplear los juegos de soluciones tamponadas indicados en la tabla siguiente. Los valores del pH valen para las temperaturas indicadas. La dependencia de los valores pH con respecto a la temperatura es considerada en la calibración.

| No. | Juego tampón * | Valores pH | a |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1 | ConCal | cualquiera | cualquiera |
| 2 | <i>NIST/DIN</i> Tampón DIN según DIN 19266 y NIST Traceable Buffers | 1,679 4,006 6,865 9,180 12,454 | 25 °C |

| No. | Juego tampón * | Valores pH | a |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 3 | <i>TEC</i> Solución tamponada técnica WTW | 2,000 4,010 7,000 10,011 | 25 °C |
| 4 | <i>Merck 1*</i> | 4,000 7,000 9,000 | 20 °C |
| 5 | <i>Merck 2 *</i> | 1,000 6,000 8,000 13,000 | 20 °C |
| 6 | <i>Merck 3 *</i> | 4,660 6,880 9,220 | 20 °C |
| 7 | <i>Merck 4 *</i> | 2,000 4,000 7,000 10,000 | 20 °C |
| 8 | <i>Merck 5 *</i> | 4,010 7,000 10,000 | 25 °C |
| 9 | <i>DIN 19267</i> | 1,090 4,650 6,790 9,230 | 25 °C |
| 10 | <i>Mettler Toledo USA *</i> | 1,679 4,003 7,002 10,013 | 25 °C |
| 11 | <i>Mettler Toledo EU *</i> | 1,995 4,005 7,002 9,208 | 25 °C |
| 12 | <i>Fisher *</i> | 2,007 4,002 7,004 10,002 | 25 °C |
| 13 | <i>Fluka BS *</i> | 4,006 6,984 8,957 | 25 °C |
| 14 | <i>Radiometer *</i> | 1,678 4,005 7,000 9,180 | 25 °C |

| No. | Juego tampón * | Valores pH | a |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 15 | <i>Baker</i> * | 4,006 6,991 10,008 | 25 °C |
| 16 | <i>Metrohm</i> * | 3,996 7,003 8,999 | 25 °C |
| 17 | <i>Beckman</i> * | 4,005 7,005 10,013 | 25 °C |
| 18 | <i>Hamilton Duracal</i> * | 4,005 7,002 10,013 | 25 °C |
| 19 | <i>Precisa</i> * | 3,996 7,003 8,999 | 25 °C |
| 20 | <i>Reagecon TEC</i> * | 2,000 4,010 7,000 10,000 | 25 °C |
| 21 | <i>Reagecon 20</i> * | 2,000 4,000 7,000 10,000 13,000 | 20 °C |
| 22 | <i>Reagecon 25</i> * | 2,000 4,000 7,000 10,000 13,000 | 25 °C |
| 23 | <i>Chemsolute</i> * | 2,000 4,000 7,000 10,000 | 20 °C |
| 24 | <i>USABlueBook</i> * | 4,000 7,000 10,000 | 25 °C |
| 25 | <i>YSI</i> * | 4,000 7,000 10,000 | 25 °C |

* Las marcas y los nombres de los productos son marcas registradas de los propietarios y están protegidas por ley



El amortiguador es seleccionado en el menú del pH / **<ENTER>** / *Calibración / Tampón* (vea 9.1.1 CONFIGURACIÓN PARA MEDICIONES PH, PÁGINA 50).

9.1.3 Intervalo de calibración

La evaluación de la calibración es presentada en el display como símbolo del sensor.

Luego que el intervalo de calibración ajustado ha transcurrido, el símbolo del sensor parpadea. Aún es posible efectuar mediciones.



Para mantener la alta exactitud de medición del sistema, calibrarlo cada vez que haya transcurrido el intervalo de calibración.

Ajustar el intervalo de calibración

El intervalo de calibración está configurado de fábrica en 7 días. Ud. puede modificar este valor, para asignar un nuevo intervalo (1 ... 999 días):

1. Con **<ENTER>** acceder al menú 'Configuración de mediciones'.
2. En el menú *Calibración / Intervalo calibr.* configurar el intervalo de calibración con **<▲><▼>**.
3. Con **<ENTER>** confirmar la configuración.
4. Con **<M>** abandonar el menú.

9.1.4 Configuración para mediciones Redox

La configuración para las mediciones del potencial Redox se encuentra en el menú de configuración de calibración y medición de la medición del pH/ del potencial Redox. Para acceder a estos datos, visualizar el parámetro deseado estando en el modo de indicación del valor medido y oprimir la tecla **<ENTER>**. Después de haber finalizado la configuración de todos los parámetros, cambiar al modo de indicación de valor medido mediante **<M>**.

En la tabla que sigue a continuación se han listado únicamente aquellas configuraciones que se refieren a la medición del pH.

La configuración y valores ajustados de fábrica aparecen en **negrita**.

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Temperatura man.</i> | -25 ... +25 ... +130 °C | Ingreso de la temperatura medida manualmente. Sólo en el caso de mediciones sin sensor térmico. |
| <i>Resolución mV</i> | 0.1 1 | Resolución de la indicación de mV |

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Reiniciar</i> | - | Reinicia todos los parámetros de los sensores a los valores ajustados de fábrica (vea el párrafo 9.3.1 INICIALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE MEDICIONES, página 63). |

9.1.5 Configuración para mediciones ISE

La configuración para las mediciones ISE se encuentra en el menú de configuración de calibración y medición de la medición ISE. Para acceder a estos datos, visualizar el parámetro deseado estando en el modo de indicación del valor medido y oprimir la tecla **<ENTER>**. Después de haber finalizado la configuración de todos los parámetros, cambiar al modo de indicación de valor medido mediante **<M>**.

En la tabla que sigue a continuación se han listado únicamente aquellas configuraciones que se refieren a la medición ISE:

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Registro cal.</i> | - | presenta el registro de calibración de la última calibración. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Visualizar</i> | - | <p>Visualiza el registro de calibración.</p> <p>Otras opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los registros de calibración. ● Con <F2>/[Transf. USB] se transfiere a la interfase el registro de calibración visualizado. ● Con <F2__>/[Transf. USB] puede Ud. transferir a la interfase todos los registros de calibración. ● Con <F1>/[Retroceder] o bien, <ENTER> abandona Ud. la visualización. ● Con <M> cambiar directamente al modo de indicación del valor medido. |

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Memoria calibración / Transferencia a USB</i> | - | Transfiere los registros de calibración a la interfase. |
| <i>Alternativa temperatura</i> | <i>conec</i> <i>desc</i> | Toma el valor de la temperatura del segundo sensor. |
| <i>Temperatura man.</i> | -25 ... +25 ... +130 °C | Ingreso de la temperatura medida manualmente. Sólo en el caso de mediciones sin sensor térmico. |
| <i>Configuración ISE/ Criterio AutoRead</i> | <i>bajo</i> <i>medio</i> <i>alto</i> | Selección de los criterios del AutoRead (vea el párrafo 7.1.1 MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE IONES, página 37). |
| <i>Configuración ISE/ Tipo ion</i> | Ag, Br, Ca, Cd, Cl, CN, Cu, F, I, K, Na, NO3, Pb, S, NH3, NH4*, CO2, ION * Medir con la cadena de medición NH 500: La configuración NH4 no es adecuada para la cadena de medición NH 500 sensitiva al gas. seleccionar la siguiente configuración: <i>Tipo ion "ION", Valencia "-1"</i> . | Selección del tipo de ion a medir Se puede medir un ion que no aparece en la lista si se elige la configuración ION. |
| <i>Configuración ISE/ Unidad</i> | mg/l µmol/l mg/kg ppm % | Seleccionar la unidad con los que se desea ver el resultado y los estándar de calibración. |
| <i>Configuración ISE/ Tipo ion/ION</i> | <i>Valencia</i> <i>Masa molar</i> | Ajustar la valoración (<i>Valencia</i>) y el peso molar (<i>Masa molar</i>) del ion. |
| <i>Configuración ISE/ Densidad</i> | 0.001 ... 9.999 g/ml, o bien kg/l | Densidad ajustable de la solución de medición (sólo en <i>Unidad</i> : mg/kg, ppm, %) |

9.1.6 Configuración de las células conductímetras

La configuración para el parámetro conductibilidad se encuentra en el menú *Medición*. Para acceder a estos datos, visualizar el parámetro deseado estando en el modo de indicación del valor medido y oprimir la tecla **<ENTER>**. Después de haber finalizado la configuración de todos los pará-

metros, cambiar al modo de indicación de valor medido mediante **<M>**.

La configuración y valores ajustados de fábrica aparecen en **negrita**.

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calibración / Registro cal.</i> | - | presenta el registro de calibración de la última calibración. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Visualizar</i> | - | <p>Visualiza el registro de calibración.</p> <p>Otras opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los registros de calibración. ● Con <F2>/[Transf. USB] se transfiere a la interfase el registro de calibración visualizado. ● Con <F2__>/[Transf. USB] puede Ud. transferir a la interfase todos los registros de calibración. ● Con <F1>/[Retroceder] o bien, <ENTER> abandona Ud. la visualización. ● Con <M> cambiar directamente al modo de indicación del valor medido. |
| <i>Calibración / Memoria calibración / Transferencia a USB</i> | - | Transfiere los registros de calibración a la interfase. |
| <i>Calibración / Intervalo calibr.</i> | 1 ... 150 ... 999 <i>d</i> | <p>Intervalo calibr. para la célula de medición (en días).</p> <p>El instrumento le recuerda con el parpadeo del símbolo del sensor en la ventana de medición que lo calibre a intervalos regulares.</p> |

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición / Célula medición / Tipo | <p>Cal</p> <p><i>LR 325/01</i></p> <p><i>LR 325/001</i></p> <p><i>man</i></p> | <p><i>Célula medición</i> empleada</p> <p>Células de medición, cuya constante celular es determinada por calibración en el estándar de control KCL. Rangos de calibración: 0,450 ... 0,500 cm⁻¹ y 0,800 ... 0,880 cm⁻¹ La constante celular aparece en el renglón de indicación del estado.</p> <p>Célula conductímetro LR 325/01, constante celular nominal 0,100 cm⁻¹. La constante celular puede ser ajustada en el rango entre 0,090 ... 0,110 cm⁻¹.</p> <p>Célula conductímetro LR 325/001, constante celular nominal 0,010 cm⁻¹. La constante celular está configurada en un valor fijo.</p> <p>Células de medición cualesquiera con constante celular ajustable libremente.</p> |
| Medición / Célula medición / Const. celular <i>man</i> | 0,250 ... | Indicación y ajuste de la constante celular para cualquier célula de medición (<i>man</i>). |
| Medición / Célula medición / Const. celular LR325/01 | 0,090 ... 0,100 ... 0,110 cm ⁻¹ | Indicación de valores de la constante celular y valores asignables a la misma LR 325/01. |
| Medición / Temp. comp. (TC) / Método | nLF <i>Lin</i> <i>desc</i> | Procedimiento para la compensación de temperatura (vea el párrafo 9.1.8 COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA, página 59). Esta configuración está sólo disponible para los parámetros χ y ρ . |
| Medición / Temp. comp. (TC) / Coeficiente lineal | 0,000 ... 2,000 ... 10,000 %/K | Coeficiente para la compensación lineal de temperatura. Esta configuración está disponible sólo con la compensación de temperatura lineal ajustada. |

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición / Temp. comp. (TC) / Temp. referencia | 20 °C 25 °C | Temperatura de referencia Esta configuración está sólo disponible para los parámetros χ y ρ . |
| Medición / Factor TDS | 0,40 ... 1,00 | Factor para el valor medido TDS |
| Reiniciar | - | Reinicia todos los parámetros de los sensores a los valores ajustados de fábrica (vea el párrafo 9.3.1 INICIAR LA CONFIGURACIÓN DE MEDICIONES, página 63). |

9.1.7 Intervalo de calibración

La evaluación de la calibración es presentada en el display como símbolo del sensor.

Luego que el intervalo de calibración ajustado ha transcurrido, el símbolo del sensor parpadea. Aún es posible efectuar mediciones.



Para mantener la alta exactitud de medición del sistema, calibrarlo cada vez que haya transcurrido el intervalo de calibración.

Ajustar el intervalo de calibración

El intervalo de calibración está configurado de fábrica en 150 días. Ud. puede modificar este valor, para asignar un nuevo intervalo (1 ... 999 días):

1. Con **<ENTER>** acceder al menú 'Configuración de mediciones'.
2. En el menú *Calibración / Intervalo calibr.* configurar el intervalo de calibración con **<▲><▼>**.
3. Con **<ENTER>** confirmar la configuración.
4. Con **<M>** abandonar el menú.

9.1.8 Compensación de temperatura

La base para el cálculo de la compensación de temperatura es la temperatura de referencia 20 °C o bien, 25 °C, asignada previamente. En el display aparece el valor elegido Tr20 o bien, Tr25.

Se puede elegir uno de los siguientes métodos para la compensación de temperatura:

- **Compensación de temperatura no lineal (nLF)** según EN 27 888
- **Compensación de temperatura lineal (Lin)** con coeficiente ajustable

entre 0,000 ... 10,000 %/K

● **Sin compensación de temperatura (desconectada)**



El ajuste de la temperatura de referencia y de la compensación de temperatura se hace en el menú *Medición* para el parámetro conductibilidad (vea el párrafo 9.1.6 CONFIGURACIÓN DE LAS CÉLULAS CONDUCTÍMETRAS, página 56).

Sugerencias de aplicación

Ajuste la compensación de temperatura conforme a la solución de medición utilizada:

| Muestra de medición | Compensación de temperatura | Indicación en el display |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aguas naturales (subterráneas, superficiales y agua potable) | <i>nLF</i> según EN 27 888 | <i>nLF</i> |
| Agua purísima | <i>nLF</i> según EN 27 888 | <i>nLF</i> |
| Otras soluciones acuosas | <i>Lin</i> ajustar el coeficiente de temperatura 0,000 ... 10,000 %/K | <i>Lin</i> |
| Salinidad (agua de mar) | Automáticamente <i>nLF</i> según IOT (International Oceanographic Tables) | <i>Sal, nLF</i> |

9.1.9 Configurar el factor TDS

El factor para calcular el residuo seco de filtración está ajustado de fábrica en 1,00.

Para su finalidad específica, Ud. puede ajustar este factor a un valor entre 0,40 y 1,00.

El factor se configura en el menú del parámetro TDS (*Medición / Factor TDS*).

9.2 Configuraciones independientes del sensor

9.2.1 Sistema

Para acceder al menú *Archivar & config.* estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir **<ENTER>**. Después de haber finalizado la configuración de todos los parámetros, cambiar al modo de indicación de valor medido

mediante **<M>**.

La configuración y valores ajustados de fábrica aparecen en **negrita**.

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sistema / General / Idioma</i> | <i>Deutsch</i> English <i>(continua)</i> | Seleccionar el idioma del menú |
| <i>Sistema / General / señal acust.</i> | conec <i>desc</i> | Conectar / desconectar la señal acústica al presionar una tecla |
| <i>Sistema / General / Iluminación</i> | Auto <i>conec</i> <i>desc</i> | Conectar / desconectar la iluminación del display |
| <i>Sistema / General / Contraste</i> | 0 ... 50 ... 100 % | Modificar el contraste del display |
| <i>Sistema / General / Tiempo desc.</i> | 10 min ... 1h ... 24 h | Ajustar el tiempo de desconexión |
| <i>Sistema / General / Unidad temp.</i> | °C °F | Unidad de medición de la temperatura Grados Celsius o bien, Grados Fahrenheit. Todas las temperaturas son indicadas en la unidad seleccionada. |
| <i>Sistema / General / Control estabilidad</i> | conec <i>desc</i> | Activar y desactivar el control automático de la estabilidad durante la medición |
| <i>Sistema / Interfase / Cuota baud</i> | 1200, 2400, 4800 , 9600, 19200 | Cuota de transmisión (en baud) de la interfase de datos |
| <i>Sistema / Interfase / Formato salida</i> | ASCII CSV | Formato de salida para la transferencia de datos (vea el párrafo 11 TRANSFERIR DATOS (INTERFASE USB), página 72) |
| <i>Sistema / Interfase / Separador decimal</i> | Punto (xx.x) Coma (xx,x) | Punto decimal |
| <i>Sistema / Interfase / Llamar renglon título</i> | | Exportar o presentar los datos del renglón cabezal para <i>Formato salida: CSV</i> |
| <i>Sistema / Reloj</i> | <i>Formato fecha</i> <i>Datum</i> <i>Tiempo</i> | Ajuste de la hora y de la fecha (vea el párrafo 4.4.6 EJEMPLO 2 PARA LA NAVEGACIÓN: AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA, página 19) |
| <i>Sistema / Información servicio</i> | | Se ve la versión del hardware y de la software del instrumento. |

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sistema / Reiniciar</i> | - | Reinicia los parámetros del sistema a los valores ajustados de fábrica (vea el párrafo 9.3.2 REFIJAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, página 64) |

9.2.2 Memoria

Este menú incluye todas las funciones necesarias para indicar, modificar y borrar valores medidos y registros de calibración archivados en memoria (vea el párrafo 10 ARCHIVAR EN MEMORIA, página 66).

9.2.3 Control estabilidad automática

La función *Control estabilidad* automática verifica permanentemente la estabilidad de la señal de medición. La estabilidad de la señal tiene influencia decisiva sobre la reproducibilidad del valor medido.

Ud. puede activar o desactivar la función *Control estabilidad* automática (vea el párrafo 9.2.1 SISTEMA, página 60).

La magnitud de medición parpadea en el display,

- en el momento en que el parámetro abandona el rango de estabilidad
- al alternar entre los parámetros con <M>
- cuando el *Control estabilidad* automático está desconectado.

Iniciar el control de estabilidad manualmente

Independientemente de la configuración que tenga el *Control estabilidad* automático (vea el párrafo 9.2.1 SISTEMA, página 60) en el menú *Sistema*, puede Ud. iniciar manualmente la función *Control estabilidad* en todo momento.

1. Con <AR> 'congelar' el parámetro.
Aparece la indicación del estado actual [HOLD].



Estando la función HOLD activada, puede Ud. por ejemplo iniciar una medición manual con control de estabilidad.

2. Con **<ENTER>** activar la función *Control estabilidad*.
Mientras el sistema no evalúe el valor medido como estable, se verá la indicación [AR]. Aparece una barra indicadora del progreso y la indicación del parámetro parpadea.
En el momento en que el sistema reconoce un valor estable, aparece la indicación [HOLD][AR]. La barra indicadora del progreso desaparece y la indicación del parámetro deja de parpadear.
Los datos actuales de medición son transferidos a la interfase. Aquellos datos de medición que cumplen con el criterio del control de estabilidad, aparecen con el aditivo AR.



Ud. puede finalizar prematuramente y en todo momento la función *Control estabilidad* a mano por medio de **<ENTER>**. Si Ud. finaliza prematuramente la función *Control estabilidad*, los datos de medición actuales son transferidos sin la información adicional AR a la interfase.

3. Mediante **<ENTER>** iniciar otra medición con *Control estabilidad*.
o bien,
Con **<AR>** liberar nuevamente el valor medido congelado.
El display cambia al modo de indicación del valor medido.
Desaparece la indicación del estado [AR][HOLD].

9.3 Refijar (reset)

La configuración de los sensores y todos los ajustes de parámetros dependientes del tipo de sensor pueden ser reajustados al valor inicial (inicializados) en forma independiente y por separado.

9.3.1 Inicializar la configuración de mediciones



Los datos de calibración son refijados a los valores ajustados de fábrica en el momento de refijar los parámetros medidos. Calibrar después de refijar a los valores iniciales!

La siguiente configuración para la medición del pH es refijada a los valores ajustados de fábrica, por medio de la función *Reiniciar*.

| pH | Configuración | Valor ajustado de fábrica |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|
| | <i>Tampón</i> | TEC |
| | <i>Intervalo calibr.</i> | 7 d |
| | <i>Unid. pendiente</i> | mV/pH |
| | <i>Parámetro o magnitud de medición</i> | pH |
| | Resolución pH | 0.001 |

| Configuración | Valor ajustado de fábrica |
|--------------------------------|---------------------------|
| Resolución mV | 0.1 |
| Asimetría | 0 mV |
| Pendiente | -59,2 mV |
| <i>Temperatura man.</i> | 25 °C |
| <i>Calibración de un punto</i> | no |

La configuración de los sensores es reajustada a los valores iniciales de fábrica con la opción *Reiniciar* del menú de configuración de calibración y medición. Para acceder al menú estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir **<ENTER>** (o bien **<F1>/[Menú]**).

Cond Las siguientes configuraciones para la medición de la conductibilidad son refijadas a los valores ajustados de fábrica, por medio de la función *Reiniciar*.

| Configuración | Valor ajustado de fábrica |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Intervalo calibr.</i> | 150 d |
| <i>Parámetro o magnitud de medición</i> | χ |
| <i>Constante celular (C) (calibrada)</i> | 0,475 cm ⁻¹ o bien 0,840 cm ⁻¹ (constante celular nominal de la célula conductímetro calibrada de último) |
| <i>Constante celular (C) (configurada)</i> | 0.470 1/cm |
| <i>Compensación de temperatura</i> | nLF |
| <i>Temperatura de referencia</i> | 25 °C |
| <i>Coefficiente de temperatura (TC) de la compensación lineal de temperatura</i> | 2,000 %/K |
| <i>Factor TDS</i> | 1,00 |

La configuración de los sensores es reajustada a los valores iniciales de fábrica con la opción *Reiniciar* del menú de configuración de calibración y medición. Para acceder al menú estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir **<ENTER>** (o bien **<F1>/[Menú]**).

9.3.2 Refijar la configuración del sistema

Las siguientes configuraciones del sistema pueden ser refijadas a los valores ajustados de fábrica:

| Configuración | Valor ajustado de fábrica |
|---------------|---------------------------|
| <i>Idioma</i> | English |

| Configuración | Valor ajustado de fábrica |
|--------------------------|---------------------------|
| <i>señal acust.</i> | conec |
| <i>Cuota baud</i> | 4800 baud |
| <i>Formato salida</i> | ASCII |
| <i>Separador decimal</i> | Punto (xx.x) |
| <i>Contraste</i> | 50 % |
| <i>Iluminación</i> | Auto |
| <i>Tiempo desc.</i> | 1 h |
| Control estabilidad | conec |
| Unidad temp. | °C |

El sistema puede ser reconfigurado a los valores iniciales a través del menú *Archivar & config. / Sistema / Reiniciar*. Para acceder al menú *Archivar & config.* estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir **<ENTER__ >** (o bien **<F1__>/[Menú]**).

10 Archivar en memoria

Ud. puede guardar los valores medidos (los conjuntos de datos):

- archivar manualmente en memoria (vea el párrafo 10.1 ARCHIVAR EN MEMORIA MANUALMENTE, página 66)
- Archivar automáticamente en memoria a intervalos regulares (vea el párrafo 10.2 ARCHIVAR AUTOMÁTICAMENTE EN MEMORIA A INTERVALOS REGULARES, página 67)



Cada vez que se guardan datos, todos los juegos de datos actuales de los sensores visualizados en el display son transferidos simultáneamente a la interfase.

10.1 Archivar en memoria manualmente

Ud. puede transferir un conjunto de datos a la memoria de la siguiente manera. Cada vez que se guardan datos, todos los juegos de datos actuales de los sensores visualizados en el display son transferidos simultáneamente a la interfase.

1. Presionar la tecla **<STO>** brevemente.
Aparece el menú para el almacenamiento manual.

Almacen. Manual 4 von 200

15.02.2014 11:24:16
pH 7.000 24.8 °C AR +++

Número ID: 1

continua

Retroceder
15.02.2014
14:15

2. En caso dado, modificar y confirmar el No. de identificación (ID) con **<▲><▼>** y **<ENTER>** (1 ... 10000).
El conjunto de datos es archivado en memoria. El instrumento cambia a la indicación del valor medido.

Si la memoria está llena

Aparece la siguiente ventana cuando todas las 200 posiciones de almacena-

miento están ocupadas:

Atención

Memoria llena. Borrar?

Si

no

Retroceder 15.02.2014
14:15

Ud. tiene las siguientes alternativas:

- Con *Si* Ud. borra todos los datos archivados.
- Con *no* cancela Ud. el almacenamiento de datos y cambia a la vista del valor medido. Ud. puede, por ejemplo, transferir los datos archivados en memoria a un ordenador / computadora PC (vea el párrafo 10.3.1 MODIFICAR EL ARCHIVO DE DATOS DE MEDICIÓN, página 69) y a continuación, borrar los datos archivados (vea el párrafo 10.3.2 BORRAR EL ARCHIVO DE DATOS DE MEDICIÓN, página 71).

10.2 Archivar automáticamente en memoria a intervalos regulares

El intervalo de almacenamiento (*Intervalo*) determina el tiempo que transcurre entre dos almacenamientos automáticos de datos. Cada vez que se guardan datos, todos los juegos de datos actuales de los sensores visualizados en el display son transferidos simultáneamente a la interfase.

Configurar la función de almacenamiento automático

1. Oprimir la tecla **<STO__>**.
Aparece el menú para el almacenamiento automático.

Almac. autom.

Número ID 1

Intervalo 30 s

Duración 180 min

continua

0d03h00min

1d17h33m

0

15.02.2014
14:15

Retroceder

1

2

3

1 Duración total configurada de almacenamiento

2 Duración máxima de almacenamiento disponible


3 Representación gráfica de la utilización de la memoria

Configuración Con la siguiente configuración programa Ud. la función de almacenamiento automático de datos:

| Opción | Configuración posible | Explicación |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número ID | 1 ... 10000 | No. de identificación para la serie / conjunto de datos |
| Intervalo | 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min | Intervalo de almacenamiento. El intervalo de almacenamiento mínimo puede estar limitado por la disponibilidad de posiciones de almacenamiento libres. El intervalo de almacenamiento máximo está limitado por la duración del proceso de almacenamiento. |
| Duración | 1 min ... x min | Duración del proceso de almacenamiento. Establece el tiempo al término del cual debe finalizar el almacenamiento automático. El límite inferior de la duración del proceso de almacenamiento está dado por el intervalo de almacenamiento. El intervalo máximo está limitado por la cantidad de posiciones de almacenamiento libres. |

Iniciar el almacenamiento automático

Para iniciar el almacenamiento automático, seleccionar con <▲><▼> *continua* y confirmar con <ENTER>. El instrumento cambia a la indicación del valor medido.



El almacenamiento automático que está activo se reconoce en la barra indicadora del progreso de la función visualizada. La barra indicadora del progreso muestra la duración del almacenamiento remanente.



Cuando el instrumento está en modo de almacenamiento automático, sólo las siguientes teclas siguen activas: Softkeys, <M>, <STO_> y <On/Off>. Las demás teclas y la función desconexión automática están desactivadas.

Modo de conexión económica ([Modo Eco])

Cuando el instrumento se encuentra en modo de almacenamiento automático, sugiere el modo de conexión económica ([Modo Eco]), para evitar consumo innecesario de energía. El modo de conexión económica desconecta aquellas funciones del instrumento innecesarias durante el almacenamiento automático (por ejemplo, el display). Oprimiendo cualquier tecla se desconecta nuevamente el modo de conexión económica.

Terminar el almacenamiento automático antes de tiempo

Ud. puede desconectar el almacenamiento automático antes que haya transcurrido el tiempo normal del proceso, de la siguiente manera:

1. Oprimir la tecla **<STO__ >**. Aparece la siguiente ventana.

Atención

Cancelar almacen. autom.?

Si

no

Retroceder
15.02.2014
14:15

2. Con **<▲><▼>** seleccionar *Si* y confirmar con **<ENTER>**. El instrumento cambia a la indicación del valor medido. El almacenamiento automático está terminado.

10.3 Archivo de datos de medición

10.3.1 Modificar el archivo de datos de medición

Ud. puede visualizar el contenido de la memoria de datos de medición en el display y lo puede transferir a la interfase.

Cada memoria de datos de medición posee su propia función para borrar su contenido completo.

Modificar la memoria

El trabajo con la memoria se hace en el menú *Archivar & config./ Memoria*. Para acceder al menú *Archivar & config.* estando en el modo de indicación del valor medido, oprimir **<ENTER__ >**.

Mediante las teclas **<RCL>** o **<RCL__ >** se accede directamente a la memoria manual o a la memoria automática, respectivamente.




La configuración que sigue a continuación es un ejemplo para el archivo manual. Para el archivo automático se tienen a disposición las mismas posibilidades de configuración y las mismas funciones.


Configuración

| Opción | Configuración/función | Explicación |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Memoria / Almacen. Manual / Visualizar</i> | - | Muestra todos los conjunto de datos de medición página por página. Otras opciones: <ul style="list-style-type: none"> ● Con <▲><▼> puede Ud. hojear por los conjuntos de datos. ● Con <F2>/[Transf. USB] puede Ud. transferir a la interfase el conjunto de datos visualizado. ● Con <F1>/[Retroceder] abandona Ud. la visualización. |
| <i>Memoria / Almacen. Manual / Borrar</i> | - | Borra la memoria completa de datos de medición. En este proceso, todos los datos de calibración permanecen invariables. |
| <i>Memoria / Almacen. Manual / Transferencia a USB</i> | - | Transfiere todos los datos de medición archivados en memoria a la interfase. |

Representación de un conjunto de datos en el display



Presentación de conjunto de datos (Transf. USB)



Abandonar la indicación

Para abandonar la función de indicación de los conjuntos de datos archivado

se tienen las siguientes opciones:

- Con **<M>** cambiar directamente al modo de indicación del valor medido.
- Con **<F1>**/*[Retroceder]* se abandona la visualización y se llega al menú del nivel superior siguiente.

10.3.2 Borrar el archivo de datos de medición

Borrar la memoria de datos de medición (vea el párrafo 10.3.1 MODIFICAR EL ARCHIVO DE DATOS DE MEDICIÓN, página 69).

10.3.3 Conjunto de datos

Cada conjunto de datos completo incluye la siguiente información:

- Número ID
- Fecha / hora
- Valor medido de los sensores enchufados
- Temperatura medida por los sensores enchufados o bien, temperatura ingresada manualmente
- Información AutoRead: La abreviatura *AR* aparece junto con el parámetro, siempre y cuando el criterio de AutoRead se cumplía en el momento de archivar en memoria (valor estable). En los demás caso falta el signo *AR*.
- Evaluación de la calibración: +++, ++, +, -, o bien, sin evaluación

10.3.4 Posiciones de almacenamiento

El instrumento pH/Cond 3320 dispone de dos memorias para el archivo de datos. Los valores medidos son guardados por separado en dos memorias diferentes, según si han sido archivados manual o automáticamente.

| Memoria | Cantidad máxima de conjuntos de datos |
|------------------------|---------------------------------------|
| <i>Almacen. Manual</i> | 200 |
| <i>Almac. autom.</i> | 5000 |

11 Transferir datos (interfase USB)

11.1 Opciones para la transferencia de datos

Los datos pueden ser transferidos a un ordenador / computador PC a través de la interfase USB. La tabla que sigue a continuación muestra los datos que son transferidos a la interfase y la forma en que son transferidos:

| Datos | Control | Manejo / descripción |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juegos actuales de datos de aquellos sensores visualizados en el display | manualmente | <ul style="list-style-type: none"> ● Con <F2>/[Transf. USB]. ● Simultáneamente al archivar datos manualmente (vea el párrafo 10.1 ARCHIVAR EN MEMORIA MANUALMENTE, página 66). |
| | automáticamente a intervalos regulares | <ul style="list-style-type: none"> ● Con <F2__>/[Transf. USB]. A continuación puede Ud. ajustar el intervalo de transmisión. ● Simultáneamente al guardar datos automáticamente (vea el párrafo 10.2 ARCHIVAR AUTOMÁTICAMENTE EN MEMORIA A INTERVALOS REGULARES, página 67). |
| Valores medidos archivados en memoria | manualmente | <ul style="list-style-type: none"> ● Conjunto de datos indicado, con <F2>/[Transf. USB] después de llamarlo de la memoria de archivo. ● Todos los conjuntos de datos a través de la función <i>Transferencia a USB</i>. (vea el párrafo 10.3.1 MODIFICAR EL ARCHIVO DE DATOS DE MEDICIÓN, página 69). |
| Registros de calibración | manualmente | <ul style="list-style-type: none"> ● Registro de calibración con <F2>/[Transf. USB] (vea el párrafo 5.2.6 DATOS DE CALIBRACIÓN, página 31). |
| | automáticamente | <ul style="list-style-type: none"> ● Al final de la calibración. |



Vale la siguiente regla: En general, todo lo visualizado en el display, a excepción de los menús, es transferido a la interfase con una breve presión de la tecla **<F2>/[Transf. USB]** (valores medidos, conjuntos de datos de medición, registros de calibración).

11.2 Conectar un ordenador / computador PC

Conecte el pH/Cond 3320 a través de la interfase USB con el ordenador / computador PC.

OBSERVACION

¡Si se tienen ordenadores / computadores PC o impresoras conectadas a tierra, no se pueden efectuar mediciones en medios igualmente conectados a tierra, pues resultarían valores falseados!

La interfase USB no está desacoplada galvánicamente.

Instalación del controlador USB en el ordenador / computador PC

Requisitos que debe cumplir el ordenador / computador PC para la instalación del controlador USB:

1. Coloque el disco compacto de instalación en la unidad CD de su ordenador / computador.
2. Instale el controlador del CD.
En caso dado, siga las instrucciones para la instalación que le presente Windows.
3. Conectar el pH/Cond 3320 a través de la interfase USB con el ordenador / computador PC.
El instrumento de medición aparece en la lista del administrador de hardware de Windows a manera de conexión virtual de interfase COM.

11.3 MultiLab Importer

Con ayuda del software 'MultiLab Importer' se puede utilizar un ordenador / computador PC para registrar y evaluar los datos de medición.



Para más detalles, vea el manual de instrucciones del software MultiLab Importer.

12 Mantenimiento, limpieza, eliminación de materiales residuales

12.1 Mantenimiento


12.1.1 Mantenimiento general

El mantenimiento se limita al cambio de las pilas.



Atenerse a las instrucciones de empleo correspondientes para efectuar el mantenimiento de las sondas de medición.

12.1.2 Cambiar las pilas



1. Aflojar los tornillos (1) en la parte inferior del instrumento.
2. Abrir el compartimento de pilas (2) en la parte inferior del instrumento.
3. Sacar las pilas del compartimento.



ATENCIÓN

Al colocar las pilas, prestar atención a la polaridad correcta. Los signos \pm del compartimento de pilas debe coincidir con los signos \pm de cada pila.



Ud. puede utilizar el instrumento de medición con pilas o bien, con baterías recargables (Ni-MH). Para cargar las baterías recargables se necesita un cargador externo.

4. Colocar cuatro pilas (tipo Mignon AA) en el compartimento.
5. Cerrar nuevamente el compartimento de pilas.
6. Ajustar la fecha y la hora
(vea el Abschnitt 4.4.6 EJEMPLO 2 PARA LA NAVEGACIÓN: AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA, Seite 19).



Cuando las pilas ya están casi completamente agotadas, en el display aparece la indicación del estado actual  .



Elimine las pilas y baterías agotadas conforme a las directivas válidas en su país.

En la Unión Europea los usuarios están obligados a reciclar las pilas y baterías agotadas (aún aquellas que no contienen sustancias contaminantes o nocivas) en los lugares de recolección correspondientes.

Las pilas están marcadas con el símbolo de un cubo de basura tarjado, indicando así que está prohibido arrojarlas en la basura doméstica.

12.2 Limpieza

Limpiar el instrumento de vez en cuando con un paño húmedo, sin pelusas. En caso necesario, desinfectar la carcasa del instrumento con alcohol isopropílico.



ATENCIÓN

La carcasa es de material sintético (ABS). Evite, por lo tanto, el contacto con acetona y detergentes o productos similares que contengan disolventes. Elimine inmediatamente las salpicaduras de acetona y disolventes similares.

12.3 Embalaje

El instrumento es suministrado dentro de un empaque protector de transporte. Recomendamos: guardar el material de embalaje. El embalaje original protege el instrumento contra eventuales daños durante el transporte.

12.4 Eliminación de materiales residuales

Al término de la vida útil del instrumento, elimínelo ateniéndose a las directivas de eliminación y/ recolección de residuos, vigentes en su país. En caso de dudas, consulte a su comerciante.

12.4.1

| Sondas de medición | No. de pedido (Catalogue No.) | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | EU | NA |
| pHenomenal CO 11 CONDUCTIVITY SENSOR PHENO- MENAL 1,5M 8PIN | 663-0147 | 76470-822 |
| Solutions | EU | NA |
| KCl 0,01 mol/l: 1,413 mS/cm, 100 ml | 83607.180 | - |
| KCl 0,01 mol/l: 1,413 mS/cm, 500 ml | 83607.290 | 89236-544 |
| KCl 0,1 mol/l: 12,8 mS/cm, 500 ml | 83608.260 | 89236-546 |

13 Diagnóstico y corrección de fallas

13.1 pH/Redox



En la documentación de su sensor encontrará información detallada, asimismo indicaciones referentes a la limpieza y recambio de sensores.

Error indicado *OFL, UFL*

El valor medido se encuentra fuera del rango de medición.

| Causa probable | Solución del problema |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cadena de medición: | |
| – hay una burbuja de aire delante del diafragma | – eliminar la burbuja |
| – hay aire en el diafragma | – succionar el aire o mojar el diafragma |
| – el cable está deteriorado | – cambiar la cadena de medición |
| – el gel electrolítico se ha secado | – cambiar la cadena de medición |
| – valor medido fuera del rango de medición del instrumento | – emplear una cadena de medición adecuada |

Error indicado *Error*

| Causa probable | Solución del problema |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cadena de medición: | |
| – los valores determinados para el punto cero y la pendiente de la cadena de medición se encuentran fuera de los límites permitidos. | – calibrar nuevamente |
| – el diafragma está sucio | – limpiar el diafragma |
| – la cadena de medición está deteriorado | – cambiar la cadena de medición |
| Soluciones tamponadas: | |
| – soluciones tamponadas equivocadas | – cambiar el procedimiento de calibración |
| – las soluciones tamponadas son muy viejas | – emplear sólo una vez; prestar atención a la caducidad |
| – las soluciones tamponadas están agotadas | – cambiar las soluciones |

| El valor medido no es estable | Causa probable | Solución del problema |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Cadena de medición: | |
| | – el diafragma está sucio | – limpiar el diafragma |
| | – la membrana está sucia | – limpiar la membrana |
| | Muestra de medición: | |
| | – el valor pH no está estable | – en caso dado, medir sin aire |
| | – la temperatura no está estable | – en caso dado, atemperar |
| | Cadena de medición + muestra de medición: | |
| | – conductibilidad muy baja | – emplear una cadena de medición adecuada |
| | – temperatura muy alta | – emplear una cadena de medición adecuada |
| – líquidos orgánicos | – emplear una cadena de medición adecuada | |

| Valores medidos evidentemente falsos | Causa probable | Solución del problema |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Cadena de medición: | |
| | – la cadena de medición está inapropiado | – emplear una cadena de medición adecuada |
| | – diferencia excesiva entre las temperaturas de la solución tamporada y de la muestra de medición | – temperar la solución que corresponda |
| – el procedimiento de medición es inapropiado | – tener en cuenta los procedimientos especiales | |

13.2 ISE

| Error indicado OFL | Causa probable | Solución del problema |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | – se ha excedido el rango de medición | – diluir la solución de medición |

| Valores medidos evidentemente falsos | Causa probable | Solución del problema |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | – la cadena de medición no conectada | – conectar la cadena de medición |

| | Causa probable | Solución del problema |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | – el cable está deteriorado | – cambiar la cadena de medición |
| Error indicado <i>Error</i> (calibración inadecuada) | Causa probable | Solución del problema |
| | <i>Electrodo ISE:</i> | |
| | – el enchufe está mojado/húmedo | – secar el enchufe |
| | – la cadena de medición está muy sobrepasado (envejecido) | – cambiar la cadena de medición |
| | – la cadena de medición no está adecuada para el rango a ser medido | – emplear una cadena de medición adecuada |
| | – la cadena de medición no está adecuada para el ion configurado | – aplicar una cadena de medición adecuada o configurar un ion apropiado |
| | – la cadena de medición NH 500 sensible al gas ha sido calibrada con la configuración <i>Tipo ion</i> NH4 | – seleccionar la siguiente configuración: <i>Tipo ion</i> = ION, <i>Valencia</i> = -1 |
| – el buje está mojado / húmedo | – secar el buje | |
| | <i>Procedimiento de calibración:</i> | |
| | – los estándares de calibración no están temperados correctamente (diferencia de temperatura superior a ± 2 °C) | – temperar los estándares de calibración |
| Atención [TpErr] | Causa probable | Solución del problema |
| | – la diferencia entre la medición y la calibración es mayor de 2 K. | – temperar la solución de medición |
| Atención [ISEErr] | Causa probable | Solución del problema |
| | – el potencial de la cadena de medición está fuera del rango calibrado | – calibrar nuevamente |

13.3 Conductibilidad



En la documentación de su sensor encontrará información detallada, asimismo indicaciones referentes a la limpieza y recambio de sensores.

Error indicado
OFL, UFL

El valor medido se encuentra fuera del rango de medición.

Causa probable

- valor medido fuera del rango de medición del instrumento

Solución del problema

- emplear una célula de medición adecuada

Error indicado
Error

Causa probable

- la célula de medición está sucia
- solución de calibración inadecuada

Solución del problema

- limpiar la célula, en caso necesario, cambiarla
- verificar la solución de calibración

13.4 Información general

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El símbolo del sensor parpadea | Causa probable – el intervalo de calibración está sobrepasado | Solución del problema – calibrar nuevamente el sistema de medición |
| Indicación  | Causa probable – las pilas están casi agotadas | Solución del problema – cambiar las pilas (vea el párrafo 12.1 MANTENIMIENTO, página 74) |
| El instrumento no reacciona a las teclas | Causa probable – el estado operativo del sistema no está definido o la carga CEM es inadmisibles | Solución del problema – reset del procesador: oprimir simultáneamente las teclas <ENTER> y <On/Off> |
| Ud. desea saber la versión del software de su instrumento | Causa probable – por ejemplo, a solicitud del departamento de servicio | Solución del problema – conectar el instrumento; acceder al menú <ENTER__ > / <i>Archivar & config. / Sistema / Información servicio</i> . El sistema presenta los datos del instrumento. |

14 Especificaciones técnicas

14.1 Rangos de medición, resolución, exactitud

14.1.1 pH/Redox

Rangos de medición, y resoluciones

| Dimensión | Rango de medición | Resolución |
|-----------|----------------------|------------|
| pH | -2,0 ... +20,0 | 0,1 |
| | -2,00 ... +20,00 | 0,01 |
| | - 2,000 ... + 19,999 | 0,001 |
| U [mV] | -2500 ... +2500 | 1 |
| | -1200,0 ... +1200,0 | 0,1 |
| T [°C] | -5,0 ... +105,0 | 0,1 |
| T [°F] | 23,0 ... +221,0 | 0,1 |

Ingreso manual de la temperatura

| Dimensión | Rango de | En pasos de |
|--------------------------|--------------|-------------|
| T _{manual} [°C] | -25 ... +130 | 1 |
| T _{manual} [°F] | -13 ... +266 | 1 |

Exactitudes (± 1 dígito)

| Dimensión | Exactitud | Temperatura del medio a medir |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| pH / rango * | | |
| -2,0 ... +20,0 | ± 0,1 | +15 °C ... +35 °C |
| -2,00 ... +20,00 | ± 0,01 | +15 °C ... +35 °C |
| - 2,000 ... + 19,999 | ± 0,005 | +15 °C ... +35 °C |
| U [mV] / rango | | |
| -2500 ... +2500 | ± 1 | +15 °C ... +35 °C |
| -1200,0 ... +1200,0 | ± 0,3 | +15 °C ... +35 °C |
| T [°C] / sensor térmico | | |
| NTC 30 | ± 0,1 | |
| PT 1000 | ± 0,1 | |

* en el caso de mediciones en el rango de ± 2 pH alrededor de un punto de calibración



Las tolerancias indicadas aquí se refieren exclusivamente al instrumento. Deberán ser consideradas además las tolerancias de las sondas de medición y de las soluciones tamponadas.

14.1.2 ISE

Rangos de medición,
y resoluciones

| Dimensión | Rango de medición | Resolución |
|--------------------|-------------------|------------|
| ISE [mg/l] | 0,000 ... 9,999 | 0,001 |
| | 10,00 ... 99,99 | 0,01 |
| | 100,0 ... 999,9 | 0,1 |
| | 1000 ... 999999 | 1 |
| ISE [μ mol/l] | 0,000 ... 9,999 | 0,001 |
| | 10,00 ... 99,99 | 0,01 |
| | 100,0 ... 999,9 | 0,1 |
| | 1000 ... 999999 | 1 |
| [mmol/l] | 1000 ... 999999 | 1 |
| ISE [mg/kg] | 0,000 ... 9,999 | 0,001 |
| | 10,00 ... 99,99 | 0,01 |
| | 100,0 ... 999,9 | 0,1 |
| | 1000 ... 999999 | 1 |
| ISE [ppm] | 0,000 ... 9,999 | 0,001 |
| | 10,00 ... 99,99 | 0,01 |
| | 100,0 ... 999,9 | 0,1 |
| | 1000 ... 999999 | 1 |
| ISE [%] | 0,000 ... 9,999 | 0,001 |
| | 10,00 ... 99,99 | 0,01 |
| | 100,0 ... 999,9 | 0,1 |
| | 1000 ... 999999 | 1 |

Ingreso manual
de la temperatura

| Dimensión | Rango de | En pasos de |
|--------------------------|----------------|-------------|
| T _{manual} [°C] | - 20 ... + 130 | 1 |

14.1.3 Cond

Rangos de medición,
resoluciones
(según el sensor)

| Dimensión | Rango de medición | Resolución |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| χ [$\mu\text{S}/\text{cm}$] | 0,000 ... 1,999 * | 0,001 |
| | 0,00 ... 19,99 ** | 0,01 |
| | 0,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1999 | 1 |
| χ [mS/cm] | 2,00 ... 19,99 | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1000 | 1 |
| ρ (resistividad) [$\text{Ohm}\cdot\text{cm}$] | 1,000 ... 1,999 | 0,001 |
| | 2,00 ... 19,99 | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1999 | 1 |
| ρ (resistividad) [$\text{kOhm}\cdot\text{cm}$] | 2,00 ... 19,99 | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1999 | 1 |
| ρ (resistividad) [$\text{MOhm}\cdot\text{cm}$] | 2,00 ... 19,99 ** | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 * | 0,1 |
| SAL | 0,0 ... 70,0 según la tabla IOT | 0,1 |
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | 1 |
| | 2,00 ... 19,99 g/l | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 g/l | 0,1 |
| T [$^{\circ}\text{C}$] | -5,0 ... +105,0 | 0,1 |
| T [$^{\circ}\text{F}$] | +23,0 ... +221,0 | 0,1 |

* sólo es posible con células de constante celular $0,010\text{ cm}^{-1}$

** sólo es posible con células de constante celular $0,010\text{ cm}^{-1}$ o bien, $0,090 \dots 0,110\text{ cm}^{-1}$

Constantes celulares

| Constante celular C | Valores |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| calibrable en los rangos de | $0,450 \dots 0,500\text{ cm}^{-1}$ $0,800 \dots 0,880\text{ cm}^{-1}$ |
| ajustable | $0,090 \dots 0,110\text{ cm}^{-1}$ $0,010\text{ cm}^{-1}$ (fijo) |

Temperatura de referencia

| Temperatura de referencia | Valores |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ajustable | $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Tref20) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Tref25) |

| Exactitudes (± 1 dígito) | Dimensión | Exactitud | Temperatura del medio a medir |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| | x y ρ / compensación de temperatura | | |
| | Sin (desconectado) | $\pm 0,5 \%$ | |
| | No linear (nLF) | $\pm 0,5 \%$ | 0 °C ... +35 °C según EN 27 888 |
| | | $\pm 0,5 \%$ | +35 °C ... +50 °C Función nLF ampliada |
| | linear (Lin) | $\pm 0,5 \%$ | +10 °C ... +75 °C |
| SAL / rango | | | |
| | 0,0 ... 42,0 | $\pm 0,1$ | +5 °C ... +25 °C |
| | | $\pm 0,2$ | +25 °C ... +30 °C |
| TDS [mg/l] | | | |
| | | $\pm 0,5 \%$ | |
| T [°C] / sensor térmico | | | |
| | NTC 30 | $\pm 0,1$ | |
| | PT 1000 | $\pm 0,1$ | |



Las tolerancias indicadas aquí se refieren exclusivamente al instrumento. Además hay que tener en cuenta la exactitud de las células de medición.



En la documentación de su sensor encontrará más datos sobre él.

14.2 Datos generales

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | aprox. 180 x 80 x 55 mm | |
| Peso | aprox. 0,4 kg | |
| Diseño mecánico | tipo de protección | IP 67 |
| Seguridad eléctrica | clase de protección | III |
| Marca de tipificación | CE | |
| Condiciones medioambientales | de almacenamiento | -25 °C ... +65 °C |
| | de funcionamiento | -10 °C ... +55 °C |
| | humedad relativa admisible | Promedio anual: < 75 % 30 días/año: 95 % días restantes: 85 % |

Suministro eléctrico

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilas | 4 x 1,5 V pilas alcalinas al manganeso Tipo AA |
| Baterías | 4 x 1,2 V baterías de hidruro metálico de níquel (NiMH), tipo AA (sin función de carga) |
| Vida útil | hasta 1000 h sin/150 h con iluminación |

Entrada del sensor pH

| | |
|------------------------|---------------------|
| Resistencia de entrada | $> 5 * 10^{12}$ Ohm |
| Corriente de entrada | $< 1 * 10^{-12}$ A |

Interfase USB

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo | USB 1.1 USB-B (device), salida de datos |
| Cuota de transmisión (en baud) | ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 baud |
| Bits de datos | 8 |
| Bits de parada | 2 |
| Paridad | sin (none) |
| Handshake | RTS/CTS |
| Longitud del cable | max. 3 m |

Directivas y normas aplicadas

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CEM (Compatibilidad Electromagnética) | Directiva de la Comunidad Europea 2014/30/UE EN 61326-1 FCC Class A |
| Clase de seguridad del instrumento | Directiva de la Comunidad Europea 2014/35/UE EN 61010-1 |
| Tipo de protección IP | EN 60529 |
| RoHS | Directiva de la Comunidad Europea 2011/65/UE |

15 Actualización del firmware

Las actualizaciones disponibles del firmware las encuentra en el Internet. Mediante el programa de actualización del firmware del pH/Cond 3320 puede Ud., a través de un computador / ordenador PC, actualizar el firmware a la versión más reciente.

Para actualizar el software, conecte el instrumento de medición con un computador / ordenador PC.

Para la actualización a través de la interfase USB necesita Ud.:

- una interfase USB (puerto COM virtual) en su ordenador / computador PC
- el controlador de la interfase USB (en el CD-ROM adjunto)
- el cable USB (parte incluida del pH/Cond 3320).

1. Implementar el firmware de actualización que ha bajado del internet en un ordenador / computador PC.
En el menú de inicio de Windows se genera una carpeta de actualización.
Si ya se dispone de una carpeta de actualización para el instrumento (o bien, para el tipo del instrumento), los nuevos datos son visualizados en esa carpeta.
2. En el menú de inicio de Windows abrir la carpeta de actualización e iniciar el programa de actualización del firmware.
3. Conecte el pH/Cond 3320 con una interfase USB (puerto COM virtual) del computador / ordenador PC por medio del cable USB.
4. Prender el pH/Cond 3320.
5. En el programa, iniciar el proceso de actualización del firmware con OK.
6. Proseguir la instalación conforme a las indicaciones del programa de actualización.
En el transcurso del programa aparece la información correspondiente y se indica el progreso (en %).
La actualización puede demorar hasta 3 minutos. Una vez que la instalación de la nueva versión ha terminado con éxito, aparece un aviso. La actualización del firmware ha terminado.
7. Desconectar el pH/Cond 3320 del ordenador / computador PC.
El pH/Cond 3320 está nuevamente en condiciones de funcionamiento.

Apagando y volviendo a encender nuevamente el instrumento, puede verificar si éste ha adoptado el nuevo software (vea UD. DESEA SABER LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE SU INSTRUMENTO, PÁGINA 81).

16 Glosario

pH/Redox/ISE

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asimetría | Vea el punto cero |
| Diafragma | El diafragma es un cuerpo poroso en la pared de la carcasa de electrodos de referencia o puentes electrolíticos. Hace posible el contacto eléctrico entre dos soluciones y dificulta el intercambio de electrolitos. El término diafragma también es empleado para indicar zonas de transición no pulidas o desprovistas de diafragma. |
| Pendiente | La pendiente de una función lineal de calibración. |
| Potencial Redox | El potencial Redox es originado por materias oxidantes o desoxidantes disueltas en agua, siempre y cuando éstas reaccionan en la superficie de un electrodo (por ejem. de platino u oro). |
| Potenciometría | Denominación de una técnica de medición. La señal de la cadena de medición empleada, que depende del parámetro, es la tensión eléctrica. La corriente eléctrica permanece constante. |
| Punto cero | El punto cero de una sonda de medición del pH es aquel valor pH, al cual la tensión de la sonda adopta el valor cero a una temperatura dada. Si no está especificado de otra manera, vale para 25 °C. |
| Tensión del electrodo | La tensión de la cadena de medición U es la tensión medible de una cadena de medición dentro de una solución. Es igual a la suma de todas las tensiones galvánicas del electrodo. Su dependencia del pH determina la función de la cadena de medición, caracterizada por los parámetros pendiente y punto cero. |
| Valor pH | El valor pH es una medida que determina el efecto ácido o alcalino de una solución acuosa. Corresponde al logaritmo negativo decimal de la actividad molar de los iones de hidrógeno dividido por la unidad de la molalidad. El valor pH práctico es el valor obtenido en una medición del pH. |

Conductibilidad

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficiente de temperatura | Valor de la pendiente de una función lineal de la temperatura α . |
| | $\mathcal{K}_{T_{Ref}} = \mathcal{K}_{Meas} * \frac{1}{1 + \alpha * (T - T_{Ref})}$ |
| Compensación de temperatura | Término empleado para una función que tiene en cuenta la influencia de la temperatura sobre la medición y la convierte correspondientemente. La función de compensación de la temperatura es diferente según el parámetro a determinar. En el caso de mediciones conductométricas, tiene lugar una conversión del valor medido a una temperatura de referencia definida. Para mediciones potenciométricas tiene lugar un ajuste del valor de la pendiente a la temperatura de la muestra de medición, sin embargo no una conversión del valor medido. |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductibilidad | Denominación breve del término conductibilidad eléctrica específica. Corresponde al valor recíproco de la resistencia específica. Se trata de un valor de medición para la propiedad de una materia de conducir corriente. En el campo del análisis de aguas, es la conductibilidad la medida para cuantificar la materia ionizada disuelta en una solución. |
| Constante celular C | Valor característico de una célula de medición de la conductibilidad y que depende de la geometría. |
| Contenido en sal | Término generalizado para la cantidad de sal disuelta en agua. |
| Resistencia | Término abreviado para la resistencia electrolítica específica. Corresponde al valor inverso de la conductibilidad eléctrica. |
| Salinidad | La salinidad absoluta S_A de un agua de mar corresponde a la relación entre la masa de las sales disueltas y la masa de la solución (en g/kg). En la práctica esta magnitud no es medible directamente. Por lo tanto para controles oceanográficos se emplea la salinidad práctica según IOT. Es determinada por medición de la conductibilidad eléctrica. |
| Temperatura de referencia | Es la temperatura establecida para comparar valores de medición que dependen de la temperatura. En las mediciones de conductibilidad tiene lugar una conversión del valor medido a un valor de conductibilidad a una temperatura de referencia de 20 °C o 25 °C. |

Información general

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustar | Intervenir en un sistema de medición de tal modo que la magnitud de salida del parámetro (por ejemplo el valor en el display) difiera lo menos posible del valor verdadero o supuestamente verdadero, o bien, de modo que la desviación se encuentre a dentro de determinados límites del error. |
| AutoRange | Término que indica la selección automática del rango de medición. |
| Calibración | Comparación de una magnitud de salida de un equipo de medición (por ejemplo la indicación) con el valor correcto o con un valor considerado correcto. Con frecuencia, este término también es empleado cuando el equipo de medición es ajustado simultáneamente (consultar Ajustar). |
| Canal | Un canal es la representación en el display de una determinada conexión física del instrumento. |
| Control de estabilidad (AutoRead) | Función para el control de la estabilidad del valor medido. |
| Función de temperatura | Término que expresa una función matemática que reproduce el comportamiento térmico por ejemplo de una muestra de medición, de un sensor o del elemento de un sensor. |
| Molalidad | la molalidad es la cantidad (en Mol) de una sustancia disuelta en 1000 g de disolvente. |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muestra de medición | Término empleado para una muestra lista para ser medida. Una muestra de medición es obtenida generalmente de una muestra para análisis (muestra patrón) previamente acondicionada. La muestra de medición y la muestra para análisis son idénticas cuando no se ha realizado ningún tipo de acondicionamiento. |
| Parámetro o magnitud de medición | El parámetro es una magnitud física, registrada mediante una medición, por ejemplo el pH, la conductibilidad o la concentración de oxígeno. |
| Reiniciar (reset) | Restablecimiento al estado inicial de la configuración de un sistema o dispositivo de medición. Conocido también como refijar. |
| Resolución | La diferencia más pequeña entre dos valores de medición aún representable en la indicación de un instrumento. |
| Solución estándar | La solución estándar es una solución cuyo valor medido es conocido por definición. Es empleada para la calibración de un equipo de medición. |
| Valor medido | El valor medido es el valor específico a ser determinado por medicación del parámetro. Es indicado a manera de producto, compuesto por un valor numérico y una unidad (por ejemplo 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K). |

17 Índice alfabético

A

| | |
|------------------------------------|------------|
| Actualización del firmware | 87 |
| Archivar en memoria | 66 |
| de manera automática | 67 |
| manualmente | 66 |
| Archivo de datos de medición | |
| borrar | 69 |
| modificar | 69 |
| Posiciones de almacenamiento | 71 |
| AutoRead | |
| pH | 22 |
| Redox | 35, 38, 46 |

C

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Calibración | |
| ISE | 39 |
| pH | 24, 36 |
| Calibración de dos puntos | |
| ISE | 41 |
| pH | 26, 29 |
| Calibración de tres puntos | |
| ISE | 42 |
| pH | 26, 30 |
| Calibración de un punto | |
| pH | 25, 29 |
| Compartimento de pilas | 11, 74 |
| Compensación de temperatura | 59 |
| Conectar un ordenador / computador PC .. | 73 |
| Conexiones varias | 14 |
| Conjunto de datos | 71 |
| Control de estabilidad | |
| automáticamente | 62 |
| Copyright | 2 |

D

| | |
|---------------|----|
| Display | 13 |
|---------------|----|

E

| | |
|------------------------------------|--------|
| Estándar de control | 47 |
| Evaluación de la calibración | 49 |
| ISE | 43 |
| pH | 32 |
| Exactitud de medición | 54, 59 |

F

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Factor TDS | 60 |
| Fecha y hora | 19 |
| Función de desconexión automática | 15 |

I

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Imprimir | 72 |
| Inicializar | 63 |
| intervalo calibración | 54, 59 |
| Intervalo de almacenamiento | 67 |
| Intervalo de calibración | 54, 59 |

J

| | |
|------------------------|----|
| Juegos tampón pH | 51 |
|------------------------|----|

M

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Medición de la temperatura | |
| ISE | 38 |
| pH | 23, 36 |
| Medir | 45 |
| ISE | 37 |
| pH | 22 |
| Potencial Redox | 35 |
| Mensajes | 17 |
| Menús (navegación) | 16 |
| Modo de conexión económica | 69 |
| Modo de indicación del valor medido | 16 |

P

| | |
|--------------------------------------------|----|
| Partes incluidas | 10 |
| Pendiente | |
| ISE | 39 |
| pH | 24 |
| Puesta en servicio por primera vez | 10 |
| Punto cero de la cadena de medición del pH | |
| 24 | |
| Puntos de calibración | |
| pH | 31 |

R

| | |
|-------------------------|----|
| Refijar | 63 |
| Reiniciar (reset) | 63 |

T

| | |
|----------------------------------|----|
| Teclas | 12 |
| Transferir valores medidos | 72 |
| Transmisión de datos | 72 |
| automáticamente | 72 |
| manualmente | 72 |

V

| | |
|---------------------------------|----|
| Valor ajustado de fábrica | |
| Configuración del sistema | 64 |
| Parámetro de medición | 63 |

Xylem |'zīləm|

- 1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
- 2) una compañía líder global en tecnología en agua.

Somos un equipo global unificado en un propósito común: crear soluciones tecnológicas avanzadas para los desafíos relacionados con agua a los que se enfrenta el mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías que mejorarán la forma en que se usa, conserva y reutiliza el agua en el futuro es fundamental para nuestro trabajo. Nuestros productos y servicios mueven, tratan, analizan, controlan y devuelven el agua al medio ambiente, en entornos de servicios públicos, industriales, residenciales y comerciales. Xylem también ofrece una cartera líder de medición inteligente, tecnologías de red y soluciones analíticas avanzadas para servicios de agua, electricidad y gas. En más de 150 países, tenemos relaciones sólidas y duraderas con clientes que nos conocen por nuestra poderosa combinación de marcas líderes de productos y experiencia en aplicaciones con un fuerte enfoque en el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles.

Para obtener más información, visite www.xylem.com.



Dirección de la asistencia técnica y para reenvíos:

Xylem Analytics Germany
Sales GmbH & Co. KG
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

Tel.: +49 881 183-325
Fax: +49 881 183-414
E-Mail wtw.rma@xylem.com
Internet: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

