

Auswahltablette TITRONIC®-Büretten und TitroLine®-Titratoren

| Anwendung                                                                           | TITRONIC® 300 | TITRONIC® 500 | TitroLine® 5000 | TitroLine® 7000 | TitroLine® 7750 | TitroLine® 7800 | TitroLine® 7500 KF | TitroLine® 7500 KF trace |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Intelligente Wechseleinheiten (5, 10, 20 und 50 ml)                                 | 1)            | ■             | 1)              | ■               | ■               | ■               | ■                  | —                        |
| Manuelle Titration                                                                  | ■             | ■             | ■               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Dosieren                                                                            | ■             | ■             | ■               | ■               | ■               | ■               | ■                  | —                        |
| Lösungen ansetzen (manuell oder automatisch mit angeschlossener Waage)              | —             | ■             | —               | ■               | ■               | ■               | ■                  | —                        |
| Automatische Titration (selbstständig ohne externe Software)                        | 2)            | 2)            | ■               | ■               | ■               | ■               | ■                  | ■                        |
| Anwendungen mit TitriSoft                                                           | ■             | ■             | —               | ■               | ■               | ■               | ■                  | ■                        |
| pH-stat-Anwendungen (Enzymkinetik, Bodenproben, Biotechnologie)                     | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Anwendungen mit Probenwechsler                                                      | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| pH/mV-Titrationen „wässrig“ (Säurekapazität, Salzsäure, Citronensäure, Kjeldahl...) | —             | —             | ■               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| pH/mV Titrationen „nichtwässrig“ (TAN/TBN, FFA, Titrationen mit Perchlorsäure...)   | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Redoxitationen (Iodometrie, Permanganometrie....)                                   | —             | —             | ■               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Redoxitationen (CSB)                                                                | —             | —             | ■               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Halogenidtitrationen (Chlorid, „Salz“...)                                           | —             | —             | ■               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Schwefelwasserstoff und Mercaptane                                                  | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |
| Schwefelige Säure in Wein und Getränken                                             | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | ■                  | —                        |
| Bromzahl                                                                            | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | ■                  | ■                        |
| Wasserbestimmung nach KF Volumetrisch (10 ppm - 100 %)                              | —             | —             | —               | —               | ■               | ■               | ■                  | —                        |
| Wasserbestimmung nach KF Coulometrisch (1 ppm - 10 %)                               | —             | —             | —               | —               | —               | —               | —                  | ■                        |
| Messung von zwei Parametern gleichzeitig (z.B. pH und LF)                           | —             | —             | —               | —               | —               | ■               | —                  | —                        |
| Photometrische Titration (OptiLine 6)                                               | —             | —             | —               | ■               | ■               | ■               | —                  | —                        |

1) 20 und 50 ml Dosiereinheit verwendbar (keine intelligente Wechseleinheit)  
2) Kann für Titrationen und Dosierungen in automatischen Titrationssystemen verwendet werden