



Temperieren Sie richtig ...

... MIT THERMOSCHRÄNKEN FÜR OxiTop®



a xylem brand

Zuverlässiges Temperieren leicht gemacht

- Normgerechtes Inkubieren
- Geeignet für BSB, OECD 301 F, Bodenatmung, anaerober Abbau
- Einstellbare Temperatur in 1 Kelvin Schritten zwischen 10 und 40 °C
- Umweltfreundliches Kühlmittel R600a

Die neuen WTW® Thermoschränke gibt es in drei Größen und in verschiedene Ausführungen.

Hinweis: Die Konstanz der notwendigen Temperatur wird nur in Verbindung mit den Proben erreicht!



TS 608-G/2i

TS 608/2i

Kompakter Thermoschrank für maximal zwei OxiTop® IS 12 Rührplattformen. Ist leicht in die Arbeitsumgebung zu integrieren und hervorragend für den Standardeinsatz geeignet. Mit zwei internen Steckdosen zum Anschluss der Rührplattformen.

TS 608-G/2i

Wie oben, aber mit Tür aus Isolierglas. Ermöglicht die visuelle Kontrolle der OxiTop® Köpfe ohne Türöffnung.

TS 608/4i

Thermoschrank für großen Probendurchsatz. Für Systeme mit bis zu vier IS 12 Rührplattformen gleichzeitig. Mit vier Steckdosen zum Anschluss der Rührplattformen.

TS 608-G/4i

Wie TS 608/4-i, aber mit Tür aus Isolierglas zur visuellen Probenkontrolle ohne Türöffnung.

TS 1008i

Ein Thermoschrank für den Spezialeinsatz. Mit besonders viel Platz für Sondergefäße z.B. zur Biogas- oder Bodenatmungsmessung. Mit vier Steckdosen zum Anschluss der Rührplattformen.

Technische Daten und Bestellinformation

Modell	TS 608/2i	TS 608-G/2i	TS 608/4i	TS 608-G/4i	TS 1008i
Bestellnummer	208450	208452	208454	208456	208458
Volumen (l)	180	180	360	360	500
Abmessungen außen (mm)					
H	850	850	1640	1640	1640
B	600	600	600	600	750
T	600	600	610	610	730
Abmessungen innen (mm)					
H	702	702	1452	1452	1452
B	513	513	470	470	600
T	441	441	440	440	560
Nettogewicht (kg)	34	43	53	69	69
Regelbereich	10 °C ... 40 °C				
Einstellintervall	1 K				
Konstanz der Probentemperatur	±0,5 K				
Leistungsaufnahme max. (W)	160	320	380	380	380
Interne Steckdosen	2	2	4	4	4



Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · D-82362 Weilheim · Germany
Telefon: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420 · E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com · www.WTW.com

Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.
Technische Änderungen vorbehalten.
© 2018 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

999253D

September 2018

